



Dispositivo di epilazione IPL

- Per il corpo e per il viso
- 16 minuti per zona inferiore gambe
- > 200.000 impulsi luminosi
- Design compatto con filo

BRI861/00

Rimozione semplice e a lunga durata dei peli superflui

Philips Lumea Essential è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su viso e corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

Vantaggi

Riduzione dei peli a lungo termine con la tecnologia IPL

- Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua
- Goditi una pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Sicuro ed efficace su viso e corpo

- Sicuro ed efficace anche sulle zone delicate
- Sensore del tono della pelle

- 5 impostazioni di intensità della luce
- 25% più veloce per trattamenti più brevi*
- Trattamento delicato

Massima libertà, minimo sforzo

- Modalità Slide & Flash per un'applicazione più pratica
- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo

PHILIPS

Caratteristiche

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 donne.

Goditi una pelle liscia ogni giorno



Philips Lumea emette delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo per una diminuzione graduale della ricrescita. La ripetizione del trattamento ti garantisce una pelle senza peli e liscia al tatto.

Efficacia senza sforzo



I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Questo prodotto NON è adatto alla pelle scura.

Zone di applicazione



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento) e su varie parti del corpo tra cui gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

Sensore del tono della pelle



Per il massimo della sicurezza, l'esclusivo sistema di rilevamento della tonalità della pelle misura il tono della pelle trattata all'inizio di ogni sessione e di tanto in tanto durante la sessione stessa. Se viene rilevato un tono della pelle troppo scuro per questo prodotto, viene interrotta l'emissione di impulsi.

5 impostazioni di intensità della luce



Philips Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

25% più veloce*



Finestra più ampia con design ottimizzato per un trattamento più veloce e una migliore visibilità*

Trattamento delicato



Delicato sulla pelle.

Modalità di scorrimento Slide&Flash



La modalità di applicazione principale consente un movimento scorrevole per un'applicazione più pratica e continua.

Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Zone di applicazione

Aree del corpo

Braccia
Gambe
Addome
Zona bikini
Ascelle

Aree del viso

Mento
Basette
Labbro superiore

Sistema di sicurezza integrato
Sensore della tonalità della pelle

Impedisce l'attivazione accidentale del flash
Rileva il colore della pelle

Assistenza

Garanzia

2 anni di garanzia

Specifiche tecniche

Lampadina ad alte prestazioni

Assicura più di 200.000 impulsi di luce

Modalità di applicazione

Slide and Flash

Per un'applicazione semplice sulla pelle tramite scorrimento

Con filo/senza filo

Stamp & Flash

Con filo
Per il trattamento sulle zone curve

Dimensioni dell'imballo

Altezza 17,50 cm
Larghezza 24,00 cm
Profondità 6,90 cm
Peso netto 0,57 Kg
Peso lordo 0,76 Kg
EAN 08710103757337
Numero di prodotti inclusi 1
Paese di origine SI
Codice del sistema armonizzato 854370

Tempo di applicazione

Ascelle 1,5 minuti
Zona bikini 1,5 minuti
Aree del viso 2 minuti
Polpacci 8 min

Accessori inclusi

Adattatore 12 V/550 mA
400 V/60 W
Istruzioni per l'uso Manuale di istruzioni

Scatola esterna

Lunghezza 24,90 cm
Larghezza 14,70 cm
Altezza 19,00 cm
Peso lordo 1,63 Kg
EAN 18710103757334
Numero di confezioni consumatori 2

Assorbimento

Voltaggio 100-240 V

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato Protegge la pelle dai raggi UV
5 impostazioni di intensità della luce Regolabile in base al tipo di pelle

* Rispetto a SC1981, SC1982, SC1983 e SC1984



Dati soggetti a modifiche
2019, Maggio 24

Version: 3.6.1
EAN: 08710103757337

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com