

PHILIPS

IPL-
hårborttagningsenhet

Lumea Advanced

För kropp och ansikte

Med hudtonssensor

15 minuter för att behandla
underbenen

+ Satin Compact-penntrimmer



BRI921/00



Förbli hårfri i minst 3 månader*

Minst 85 % mindre hår efter tre behandlingar**

Philips Lumea Advanced gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på kroppen. Lätta ljuspulser, som tillämpas regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.

Varaktig hårborttagning med IPL-teknologi

- Avancerad IPL-teknik i hemmet som är utvecklad i samarbete med dermatologer
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper
- KOSTNADSFRI Lumea-app för en personlig coach som alltid finns nära till hands

Säker, snabb och effektiv både på kroppen och i ansiktet


- Bevisat säker och effektiv behandling
- Integrerad hudtonssensor

Specialiserad behandling av olika kroppsdelar

- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Stort behandlingsfönster för snabb behandling
- Precisionstillbehör för extra säkerhet i ansiktet
- Särskild skönhetsversion som inkluderar Satin Compact-penntrimmern


Funktioner

Varaktigt mjukhet



IPL står för Intense Pulsed Light. Philips Lumea skickar lätta ljuspulser till hårroten, vilket försätter hårsäcken i en vilofas. Därigenom minskar gradvis mängden hår som växer tillbaka. Genom att behandlingen upprepas blir huden vackert hårfri och påtagligt slät. Behandlingen för att förhindra håraterväxt är säker och skonsam, även på känsliga områden. Philips Lumea är kliniskt testad, utvecklad i samarbete med dermatologer och enkel och effektiv att använda i hemmet.

Bevisad effektivitet



I oberoende studier påvisas minst 85 % hårreducering efter endast tre behandlingar**. De första fyra behandlingarna måste utföras varannan vecka, varefter önskat resultat bör uppnås. För att bibehålla resultatet fräschar du upp med en behandling var fjärde vecka. Efter bara åtta uppräschningsbehandlingar kan du vara hårfri i minst tre månader*. För att förstora den här bilden klickar du på den i bildgalleriet överst på sidan.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea Prestige fungerar effektivt, enkelt och säkert på ett stort antal olika hår- och hudtyper. Den fungerar på naturligt

mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner från mycket vit till mörkbrun. Som med andra IPL-baserade behandlingar kan Philips Lumea inte användas till att behandla vitt/grått, ljusblont eller rött hår och är inte lämplig för mycket mörk hud. Det beror på den höga kontrasten mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen.

Hudtonssensor



Den inbyggda hudtonssensorn mäter den behandlade hyn i början av varje behandling och då och då under behandlingen. Om den upptäcker en hudton som är för mörk för den här produkten slutar den automatiskt att avge pulseringar.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

Snabb behandling på ben




Stort behandlingsfönster för snabb behandling på större områden, till exempel benen.

Extra säkerhet för ansiktet



Med det extra inbyggda ljusfiltret kan det användas för säker behandling av ansiktshår på överläpp, haka, kinder och andra känsliga områden.

KOSTNADSFRI Lumea-app



Lumea-appen är kostnadsfri att ladda ned och erbjuder en unik och personlig IPL-upplevelse – bara för dig. Det är din egen personliga coach som ser till att du får ut mesta möjliga av din Lumea och använder den på rätt sätt för att uppnå resultat som varar länge. Appen hjälper dig att skapa ditt eget behandlingsschema för varje kroppsdel och ger dig tips och råd under varje behandling. Allt du behöver göra är kontrollera appen regelbundet för att se till att du håller dig uppdaterad med alla meddelanden eller påminnelser.

Särskild skönhetsversion



Den smidiga trimmern från Philips är ett diskret skönhetsverktyg som gör att det går snabbt och enkelt att ta bort även de finaste hårstråna i ansiktet.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Bikini, Under armarna, Armar, Ben, Mage

Ansiktets delar: Haka, Polisonger, Överläpp

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm2): För användning nedanför halsen

Ansiktstillbehör (2 cm2): För användning under ögonen

Programläge

Slide and Flash: För enkelt rörelseprogram

Med och utan sladd: Med sladd

Steg för steg-läge: För behandling på kurviga områden

Användningstid

Bikini: 4 min

Under armarna: 2,5 min.

Ansiktets delar: 2 min

Underben: 15 min

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Integrerat UV-filer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Hudtonssensor: Upptäcker hudtonen

Effekt

Spänning: 100–240 V

Användning med sladd

Medföljande tillbehör

Anvisningar för användning: Användarhandbok

Förvaring: Fodral

Adapter: 24 V/1500 mA

Tillbehör: Rengöringsduk

Service

Garanti: 2 års global garanti

Penntimmer

Lättanvänt: Kompakt handtag

Tillbehör: Ögonbrynskam, Rengöringsborste

Effekt: AAA-batterier

