

PHILIPS

Ihokarvojen IPL-
poistojärjestelmä

Lumea Comfort

Sopii vartalolle ja kasvoille

Säärien käsittely 22 minuutissa

Kliinisesti todistettu vaikutus

120 päivän rahat takaisin

SC1981/00



Kompakti IPL-ratkaisu

estää ihokarvojen kasvun ja takaa sileän ihon

Philips Lumea Comfort IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmä estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät kasvojen ja vartalon ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen. Testi 120 päivää!

Pitkään kestävä sileys

- Vaivattoman tehokas
- Sileä iho joka päivä

Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla

- Turvallinen käyttää kotona

Kompaktein Lumea-muotoilu

- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia
- Pienin ja kevyin Lumea-malliston laite

Turvallinen ja tehokas kasvoille ja keholle

- Viisi valotehoasetusta
- Turvallinen ja tehokas herkillekin alueille
- Ihonväritunnistin
- Liuku ja välähdys -tila lisää käyttömukavuutta
- Soveltuu eri ihokarva- ja ihotyypeille


Kohokohdat

Sileä iho joka päivä



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas



Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan. – Jos haluat suurentaa kuvan, napsauta sitä tämän sivun ylälaidan kuvagalleriassa.

IPL-tekniikka



Philips Lumea Comfort käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on mukauttanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Tekniikka kehitettiin tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien

kanssa, ja Philips testasi sitä yli 10 vuoden ajan laajoissa kuluttajatutkimuksissa, joihin osallistui yli 2 000 vapaaehtoista.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau						
Light blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Golden blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Dark blonde	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Light brown	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark brown	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Black	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Lumea Comfort EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tapaan tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. – Jos haluat suurentaa kuvan, napsauta sitä tämän sivun ylälaidan kuvagalleriassa.

Käyttöalueet



Voit huoletta käyttää laitetta karvojen poistamiseen kasvoista (ylähuuli ja leuka), sääristä, kainaloista, bikinialueelta, vatsan alueelta sekä käsivarsista.

5 valotehoasetusta




Philips Lumea Comfortin viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttäjä myös herkillä kehon ja ihon alueilla.

Ihonväritunnistin



Ainutlaatuinen ihonväritunnistin mittaa käsiteltävän ihon käsittelyn alussa ja satunnaisesti käsittelyn aikana. Jos se havaitsee, että ihonväri on liian tumma Lumea Comfort -laitteelle, se lopettaa automaattisesti impulssien lähettämisen.

Liuku ja välähdys -tila



Lumea Comfort -laitetta voi liu'uttaa iholla miellyttävän tasaisesti.

Pienin ja kevyin Lumea-laite

Philips Lumea Comfort on Lumea-malliston pienin ja kevyin tuote. Sitä on helppo käyttää ja se ulottuu helposti kaikille käsiteltäville alueille.

Vaihto-osia ei tarvita



Philips Lumea Comfort on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Vaihtolamppuja tai geelejä ei tarvita.

Tekniset tiedot

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa, Bikiniraja, Kainalot

Kasvot: Leuka, Pulisongit, Ylähuuli

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Helppo liu'uttaa iholla

Vaihe ja välähdys: Kaareville ihoalueille

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdollinen

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa > 100 000 välähdystä

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Pikaopas, Käyttöopas

Sovitin: 12 V / 1500 mA

Käyttöaika

Sääri: 11 min

Kainalo: 1,5 min

Bikininirajat: 1,5 min

Kasvot: 2,5 min

