

PHILIPS

Ihokarvojen IPL-
poistojärjestelmä

Lumea Essential

Sopii vartalolle ja kasvoille

Säärien käsittely 15 minuutissa

Kliinisesti todistettu vaikutus

120 päivän rahat takaisin

SC1996/00



Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu

Sileä iho kotioloissa

Philips Lumea IPL estää uusien ihokarvojen kasvun kasvoissa ja kehossa. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

Helppokäyttöinen

- Liuku ja välähdys -tila lisää käyttömukavuutta
- Säädetävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi
- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia

Pitkään kestävä sileys

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas

Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla

- Tehokas ja turvallinen kotikäyttöön tarkoitettu laite

Nopea, turvallinen ja tehokas karvanpoisto kasvoilta ja keholta

- Viisi valotehoasetusta
- Ihon sävyn tunnistin lisää turvallisuutta
- Tarkkuusosa kasvojen turvalliseen käsittelyyn
- Vartalolisäosa nopeaan käsittelyyn (sääret 15 min)

Kohokohdat

Sileä iho joka päivä



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas

Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan.

IPL-tekniikka

Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatutkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

Suuri vartalolisäosa, 4 cm²



Suuri vartalolisäosa nopeuttaa suurien ihoalueiden, kuten jalkojen, käsittelyä.

Tarkkuusosa, 2 cm²

Tarkkuusosassa on integroitu valosuodatin, joten sitä voidaan käyttää turvallisesti häiritsevien ihokarvojen poistoon ylähuulesta, leuasta, poskista ja muilta herkiltä alueilta.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Hautsensoren kontrolliert die Intensität des Lichtes. Hauttypen die zu dunkler Hautfarbe passen sind für diesen IPL-Produkt nicht geeignet.				
Hautfarbe / Couleur de la peau	Haarfarbe / Couleur des poils	1	2	3	4	5
1	1	●	●	●	●	●
1	2	●	●	●	●	●
1	3	●	●	●	●	●
1	4	●	●	●	●	●
1	5	●	●	●	●	●
2	1	●	●	●	●	●
2	2	●	●	●	●	●
2	3	●	●	●	●	●
2	4	●	●	●	●	●
2	5	●	●	●	●	●
3	1	●	●	●	●	●
3	2	●	●	●	●	●
3	3	●	●	●	●	●
3	4	●	●	●	●	●
3	5	●	●	●	●	●
4	1	●	●	●	●	●
4	2	●	●	●	●	●
4	3	●	●	●	●	●
4	4	●	●	●	●	●
4	5	●	●	●	●	●
5	1	●	●	●	●	●
5	2	●	●	●	●	●
5	3	●	●	●	●	●
5	4	●	●	●	●	●
5	5	●	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet. Ce produit vous convient.
 ● Dieses Produkt ist für Ihren Haar- und Hauttyp nicht geeignet. Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils. Utilisez-vous d'autres produits.

Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tapaan tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovelu henkilöille, joilla on tumma iho.

Ihon sävyn tunnistin

Ainutlaatuinen ihon sävyn tunnistin mittaa käsiteltävän ihon käsittelyn alussa ja satunnaisesti käsittelyn aikana. Jos se


havaitsee, että ihonväri on liian tumma Lumea Essential -laitteelle, se lopettaa automaattisesti impulssien lähettämisen.

Liuku ja välähdys -tila



Pääkäyttötilassa laitetta voi liu'uttaa iholla miellyttävästi keskeytyksettä.

5 valotehoasetusta



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkillä kehon ja ihon alueilla.

Vaihto-osia ei tarvita

Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi ei tarvita vaihtolampuja tai geelejä.

Tekniset tiedot

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa, Bikiniraja, Kainalot

Kasvot: Leuka, Pulisongit, Ylähuuli

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn

Käyttötila

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdollinen

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa > 100 000 välähdystä

Lisäosat

Tarkkuusosa (2 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen silmistä alaspäin

Vartalolisäosa (4 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Pikaopas, Käyttöopas

Säilytys: Pussi

Sovitin: 24 V / 1500 mA

Käyttöaika

Sääri: 8 min

Liuku ja välähdys: Mukava käyttää

Kainalo: 1 min.

Bikindirajat: 1 min.

Kasvot: 1 min.

