

PHILIPS

IPL
hårfjerningssystem

Lumea Comfort

Til bruk på kroppen og i ansiktet

22 minutter for å behandle
leggene

Klinisk bevist resultat

120 dagers pengene-tilbake-
garanti

SC1981/00



Kompakt IPL-løsning

for å hindre gjenvekst og holde huden glatt

Philips Lumea Comfort IPL-hårfjerningssystem fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår både i ansiktet og på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag. Test for 120 dager!

Langvarig glatt hud

- Effektiv uten problemer
- Gled deg over glatt hud hver dag

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Den mest kompakte Lumea-designen


- Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader
- De minste og letteste enheten i Lumea-serien

Trygg og effektiv i ansiktet og på kroppen

- Fem justerbare innstillinger for lysenergi
- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Hudfargesensor
- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring
- Egnet for forskjellige hår- og hudtyper

Høydepunkter

Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

IPL-teknologi



Philips Lumea Comfort bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i hjemmet. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle denne teknologien. I over 10 år har Philips

gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser på IPL-teknologien med over 2000 kvinner.

Passende hår- og hudtyper

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Light blonde	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	49	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	53	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	55	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	57	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	58	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	59	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	61	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	62	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	63	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	66	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	67	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	69	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	73	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	74	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	76	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	77	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	78	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	79	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	81	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	82	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	83	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	84	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	85	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	86	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	87	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	88	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	89	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	91	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	92	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	94	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	96	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	98	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	99	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light blonde	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Philips Lumea Comfort fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Lumea Comfort IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken) og kroppsdeler som bena, armhulene, bikinilinen, magen og armene.

Fem lysenergiinnstillinger



Philips Lumea Comfort har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

Hudfargesensor



Den unike hudfargesensoren måler den behandlede hudtypen i begynnelsen av hver økt og av og til i løpet av økten. Hvis den oppdager en hudfarge som er for mørk for Lumea Comfort, vil den automatisk stoppe å sende ut lyspulser.

Modus for glidende lysglimt



Lumea Comfort gjør at det er mulig med en glidende bevegelse for en mer praktisk og kontinuerlig påføring.

Minste og letteste Lumea

Philips Lumea Comfort er den minste og letteste i Lumea-serien. Den er lett å holde og når enkelt alle områdene du ønsker å behandle.

Trenger ikke ekstradeler



Philips Lumea Comfort er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geléer.

Spesifikasjoner

Bruksområder

Kroppsområder: Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

Ansiktsumråder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

Programmodus

Slide and Flash: For enkel bevegelsespåføring

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Med ledning

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy effekt: Leverer > 100 000 lysglimt

Service

Garanti: 2-års global garanti

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok

Adapter: 12 V / 1500 mA

Påføringstid

Legg: 11 min

Armhule: 1,5 min

Bikininlinje: 1,5 min

Ansiktsumråder: 2,5 min

