

PHILIPS

Sistema epilazione
a luce pulsata

Lumea Comfort

Per il corpo e per il viso

22 minuti per parte inferiore
gambe

Durata >100.000 impulsi di
luce

Design compatto con filo

SC1981/00



Soluzione IPL compatta

per prevenire la ricrescita dei peli e mantenere la pelle liscia

Il sistema di epilazione a luce pulsata Philips Lumea Comfort è ideale per prevenire la ricrescita dei peli superflui sul viso e su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

Liscia a lungo

- Efficacia senza sforzo
- Goditi una pelle liscia ogni giorno

Rimozione dei peli con la tecnologia IPL a luce pulsata

- Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua

Il design LUMEA più compatto in assoluto


- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo
- Il dispositivo più piccolo e leggero della gamma Lumea

Sicuro ed efficace su corpo e viso

- 5 impostazioni di intensità della luce
- Sicuro ed efficace anche sulle zone sensibili
- Rilevamento del colore della pelle
- Modalità Slide & Flash per un'applicazione più pratica
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

In evidenza

Goditi una pelle liscia ogni giorno



Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

Efficacia senza sforzo

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea Comfort è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato

sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Tipi di pelle e di peli compatibili

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Light blonde	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark blonde	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light brown	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark brown	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	6	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort rimuove i peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come per altri trattamenti che utilizzano la luce pulsata, Lumea Comfort NON è efficace sui peli rossi, biondi o bianchi/grigi. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Ambiti applicativi



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento) e su varie parti del corpo, tra cui gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

5 impostazioni di intensità della luce



Philips Lumea Comfort ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

Rilevamento del colore della pelle



L'esclusivo sistema di rilevamento del colore della pelle misura il tono della pelle trattata all'inizio di ogni sessione e di tanto in tanto durante la sessione stessa. Se viene rilevato un tono della pelle troppo scuro per Lumea Essential, viene interrotta l'emissione di impulsi.

Modalità di scorrimento Slide&Flash



Lumea Comfort funziona tramite movimento a scorrimento per un'applicazione più semplice e continua.

Il sistema Lumea più piccolo e leggero

Lumea Comfort di Philips è il modello più piccolo e leggero della famiglia Lumea. È facile da maneggiare e raggiunge con facilità tutte le zone da trattare.

Non necessita di parti di ricambio



Lumea Comfort di Philips è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

Specifiche

Zone di applicazione

Zone del corpo: Braccia, Gambe, Addome, Zona bikini, Ascelle

Zone del viso: Mento, Basette, Labbro superiore

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Sensore del fototipo: Rileva il colore della pelle

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per un'applicazione semplice sulla pelle tramite scorrimento

Step and Flash: Per il trattamento sulle zone curve

Con filo/cordless: Con filo

Assorbimento

Tensione: 100-240 V

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Assicura più di 100.000 flash

Consumer Trade Item

Height: 8.95

Width: 18.2

Length: 18.375

Net Weight: 0.375

Gross Weight: 0.612

GTIN: 8710103664529

Country of origin: IL

Harmonized system code: 85437090

Scatola esterna

Height: 21.8

Width: 19.5

Length: 19.6

Net Weight: 0.75

Gross Weight: 1.3

GTIN: 18710103704451

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia

Altro

Height: 212.2

Width: 120

Length: 80

GTIN: 68710103704456

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Guida rapida, Manuale utente

Adattatore: 12 V/1500 mA

Tempo di applicazione

Parte inferiore della gamba: 11 min

Ascella: 1,5 minuti

Zona bikini: 1,5 minuti

Zone del viso: 2,5 min

