

# PHILIPS

IPL  
hårfjerningssystem

Lumea Essential

Til bruk på kroppen og i ansiktet

15 minutter for å behandle  
leggene

Klinisk bevist resultat og 100 %  
sikker

SC1996/00



## IPL – Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker for glatt hud hjemme

Philips Lumea IPL fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår på kroppen og i ansiktet. Forsiktig, regelmessig lyspulsering gjør huden silkemyk hver dag.

### Lett å bruke

- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring
- Kan tilpasses til hudtypen din
- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader

### Langvarig glatt hud

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer

### Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker og effektiv bruk i hjemmet

### Trygg, rask og effektiv på kroppen og i ansiktet

- Fem justerbare innstillinger for lysenergi
- Integriert hudtonesensor for ekstra sikkerhet
- Presisjonstilbehør for ekstra sikkerhet i ansiktet
- Kroppstilbehør: rask behandling (15 minutter for begge leggene)

# Høydepunkter

## Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenvæksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

## Effektiv uten problemer



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenvæksten av hår hos den enkelte.

## IPL-teknologi

Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

## Stort kroppstilbehør, 4 cm<sup>2</sup>



Stort kroppstilbehør gir rask behandling på store områder, som bena.

## Presisjonstilbehør, 2 cm<sup>2</sup>

Med det ekstra integrerte lysfilteret kan den brukes til sikker behandling av ansiktshår på overleppen, haken, kinnene og andre sensitive områder.

## Passende hår- og hudtyper

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Hauttonensensor beobachtet bei der IPL-Behandlung die Hautfarbe und passt die Lichtenergie entsprechend an. Le capteur de couleur de peau détecte la couleur de votre peau et adapte l'énergie pour éviter les brûlures.			
Hautfarbe / Couleur de la peau	Hauttyp / Type de peau	1	2	3	4
1	1	●	●	●	●
2	1	●	●	●	●
3	1	●	●	●	●
4	1	●	●	●	●
5	1	●	●	●	●
1	2	●	●	●	●
2	2	●	●	●	●
3	2	●	●	●	●
4	2	●	●	●	●
5	2	●	●	●	●
1	3	●	●	●	●
2	3	●	●	●	●
3	3	●	●	●	●
4	3	●	●	●	●
5	3	●	●	●	●
1	4	●	●	●	●
2	4	●	●	●	●
3	4	●	●	●	●
4	4	●	●	●	●
5	4	●	●	●	●
1	5	●	●	●	●
2	5	●	●	●	●
3	5	●	●	●	●
4	5	●	●	●	●
5	5	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet.  
Ce produit vous convient.

● Dieses Produkt ist für Ihren Haut- und Haarart nicht geeignet.  
Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils.  
L'usage peut devenir risqué.

Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for mørk hud.

## Hudtonesensor


Den unike hudtonesensoren måler den behandlede hudtypen i begynnelsen av hver økt og av og til i løpet av økten for ekstra sikkerhet. Hvis den oppdager en hudtone som er for mørk for Lumea Essential, vil den automatisk stoppe å sende ut lyspulser.

## Modus for glidende lysglimt



I hovedprogrammodusen er det mulig med en glidende bevegelse for mer praktisk og kontinuerlig bruk.

## Fem lysenergiinnstillinger



Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

## Trenger ikke ekstradeler



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geleer.

# Spesifikasjoner

## Drift

Spenning: 100–240 V

## Service

Garanti: 2 years global warranty

## Technical specifications

Lampe med høy ytelse: Leverer <gt/> 100 000 lysglimt

## Application areas

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage,

Bikininlinje, Armhulene

Ansiktsområder: Hake, Kinnsjegg, Overleppe

## Attachments

Presisjonstilbehør (2 cm<sup>2</sup>): For bruk nedenfor øynene

Kroppstilbehør (4 cm<sup>2</sup>): For bruk nedenfor halsen

## Items included

Brukerveiledning: Hurtigstartveiledning,

Brukerhåndbok

Lagring: Veske

Adapter: 24 V -/ 1500 mA

## Makt

Bruk med ledning

## Safety and adjustable settings

Integrert UV-filte: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

## Application time

Legg: 8 min

Glidende lysglimt: For praktisk påføring

Armhule: 1 min

Bikininlinje: 1 min

Ansiktsområder: 1 min

## Application mode

Kan brukes med og uten ledning: Med ledning

