

# PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Advanced

Solution complète pour le corps

15 minutes pour les demi-jambes

Cordon pratique ultra-long

Cadeau : rasoir électrique 100% étanche

SC1997/04



## Réduction à long terme de la pilosité, en douceur

L'épilateur Philips Lumea Advanced fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. Lorsqu'il est utilisé régulièrement, ses légères impulsions lumineuses vous laissent la peau lisse jour après jour. En cadeau : un rasoir électrique 100 % étanche pour vous préparer aux séances d'épilation à la lumière pulsée.

### Rapide, sûr et efficace sur le corps et le visage

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Embout de précision pour plus de sécurité sur le visage
- Capteur intégré de teint de peau
- Utilisation tout en douceur

### Liberté absolue, contraintes minimales

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité

### Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

- L'efficacité sans effort
- Avec rasoir électrique 100 % étanche
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Une peau douce et nette jour après jour

# Points forts

## Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

## Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

## L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: **exemple 1 (leg)**



Clinical results after treatment: **exemple 2 (bikini line)**



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre


les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

## Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

## Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

## Une sécurité accrue sur le visage



Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

## Capteur de teint de peau



Le capteur intégré de teint de peau mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte un teint trop foncé pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashes.

## Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.

## Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

# Caractéristiques

## Sites d'application

**Zones corporelles:** Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

**Zones du visage:** Menton, Joues, Lèvre supérieure

## Sécurité et réglages modifiables

**Filtre UV intégré:** Protège votre peau des rayons UV

**5 réglages d'intensité lumineuse:** S'adapte à votre teint de peau

**Système de sécurité intégré:** Évite les flashes accidentels

**Capteur de couleur de peau:** Détecte votre teint de peau

## Mode d'application

**Glisser et flasher:** Pour une application pratique

**Utilisation avec ou sans fil:** Sur secteur

**Tamponner et flasher:** Pour une utilisation sur les courbes

## Alimentation

**Tension:** 100-240 V

**Fonctionnement sur secteur**

## Caractéristiques techniques

**Lampe haute performance:** Produit

<gt/> 250 000 flashes

## Accessoires

**Embout de précision (2 cm<sup>2</sup>):** Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

**Embout pour le corps (4 cm<sup>2</sup>):** Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

## Services

**Garantie:** Garantie mondiale de 2 ans

## Éléments inclus

**Instructions d'utilisation:** Mode d'emploi

**Stockage:** Étui

**Adaptateur:** 24 V / 1 500 mA

**Accessoire:** Tissu de nettoyage

## Heure de l'application

**Demi-jambe:** 8 min

**Aisselle:** 1 min

**Maillot:** 1 min

**Zones du visage:** 1 min

