

# PHILIPS

IPL - langvarig hårfjerning  
for hele kroppen

Lumea Advanced

Hårfri hud i opptil 8 uker

Unngå irritert hud

Ekstra sikkerhetsfilter for  
ansiktet

SC1997/00




# Høydepunkter

## IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

## Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktede lyspulser på hårrøttene. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på.

## Effektiv uten problemer

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den

enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

## Passende hår- og hudtyper




Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Dette produktet passer heller IKKE for mørk hud.

## Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, under armene, bikinilinjene, magen og armene.

## Rask behandling på bena



Stort behandlingsvindu gir rask behandling på store områder, som bena.

## Ekstra sikkerhet for ansiktet



Med det ekstra integrerte lysfilteret kan den brukes til sikker behandling av ansiktshår på overleppen, haken, kinnene og andre sensitive områder.

## Hudtonesensor



Den integrerte hudtonesensoren måler den behandlede hudtypen i begynnelsen av hver økt og av og til i løpet av økten for din. Hvis den oppdager en hudtone som er for mørk for dette produktet, vil den automatisk stoppe å sende ut lyspulser.

## Skånsom behandling



Skånsom mot huden.

# Spesifikasjoner

## Drift

Spenning: 100–240 V

## Service

Garanti: 2 years global warranty

## Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy effekt: Leverer  
<gt/> 250 000 lysglimt

## Bruksområder

Kroppsområder: Armer, Ben, Mage, Bikinilinje,  
Armhulene

Ansiktsområder: Hake, Kinnsjegg, Overleppe

## Tilbehør

Presisjonstilbehør (2 cm<sup>2</sup>): For sikker bruk i  
ansiktet

Kroppstilbehør (4 cm<sup>2</sup>): For bruk nedenfor  
halsen

## Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Veske

Adapter: 24 V -/ 1500 mA

Tilbehør: Renseklut

## Drift

Bruk med ledning

## Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filte: Beskytter huden mot UV-  
stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer  
utilsiktede lysglimt

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

## Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikininlinje: to minutter

Ansiktsområder: to minutter

## Programmodus

Slide and Flash: For praktisk påføring

Bruk med kabel / trådløs bruk: Med ledning

Stamp and Flash: For behandling på kurvede  
områder

