

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Essential

Pour le corps et le visage

15 minutes pour les demi-jambes

Durée de vie
>100 000 flashes

SC1996/00



Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils pour avoir la peau lisse chez soi

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Facile à utiliser

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- S'adapte à votre type de peau
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

Douceur longue durée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous

Rapide, sûr et efficace sur le corps et le visage

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Capteur de type de peau pour une sécurité renforcée
- Accessoire de précision pour plus de sécurité sur le visage
- Accessoire corps : utilisation rapide (15 min pour deux demi-jambes)

Points forts

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Grand accessoire corps (4 cm²)



Le grand accessoire corps permet de flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes.

Accessoire de précision (2 cm²)

Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

Types de peaux et de poils adaptés

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Lichtfilter misst die Behaarung bei dunkleren Hauttönen und den Körper- oder Gesichtsbereichen mit empfindlicher Haut (Lippen, Kinn, Wangen).				
Hautfarbe / Couleur de la peau	Haarfarbe / Couleur des poils	1	2	3	4	5
1	1	●	●	●	●	●
2	1	●	●	●	●	●
3	1	●	●	●	●	●
4	1	●	●	●	●	●
5	1	●	●	●	●	●
6	1	●	●	●	●	●
7	1	●	●	●	●	●
8	1	●	●	●	●	●
9	1	●	●	●	●	●
10	1	●	●	●	●	●
11	1	●	●	●	●	●
12	1	●	●	●	●	●
13	1	●	●	●	●	●
14	1	●	●	●	●	●
15	1	●	●	●	●	●
16	1	●	●	●	●	●
17	1	●	●	●	●	●
18	1	●	●	●	●	●
19	1	●	●	●	●	●
20	1	●	●	●	●	●
21	1	●	●	●	●	●
22	1	●	●	●	●	●
23	1	●	●	●	●	●
24	1	●	●	●	●	●
25	1	●	●	●	●	●
26	1	●	●	●	●	●
27	1	●	●	●	●	●
28	1	●	●	●	●	●
29	1	●	●	●	●	●
30	1	●	●	●	●	●
31	1	●	●	●	●	●
32	1	●	●	●	●	●
33	1	●	●	●	●	●
34	1	●	●	●	●	●
35	1	●	●	●	●	●
36	1	●	●	●	●	●
37	1	●	●	●	●	●
38	1	●	●	●	●	●
39	1	●	●	●	●	●
40	1	●	●	●	●	●
41	1	●	●	●	●	●
42	1	●	●	●	●	●
43	1	●	●	●	●	●
44	1	●	●	●	●	●
45	1	●	●	●	●	●
46	1	●	●	●	●	●
47	1	●	●	●	●	●
48	1	●	●	●	●	●
49	1	●	●	●	●	●
50	1	●	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet.
Ce produit vous convient.


× Dieses Produkt ist für Ihren Haut- und Haarstil nicht geeignet.
Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils.
Utilisez plutôt votre rasoir.

Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Capteur de type de peau


Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour Lumea Essential, il arrêtera automatiquement d'émettre des impulsions lumineuses.

Mode flash Continu & Manuel



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

5 réglages d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Aucune pièce de rechange nécessaire



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/>
100 000 flashes

Zones d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre,
Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre
supérieure

Accessoires

Embout de précision (2 cm²): Pour une
utilisation sous les yeux

Embout pour le corps (4 cm²): Pour
l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoires inclus

Instructions d'utilisation: Guide de démarrage
rapide, Mode d'emploi

Stockage: Étui

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Alimentation

Fonctionnement sur secteur

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des
rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à

vos différents types de

peau
votre teint de peau
Système de sécurité intégré: Évite les flashes
accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre
teint de peau

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 8 min

Flash Continu & Manuel: Pour une application
pratique

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Zones du visage: 1 min

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

