

PHILIPS

Systeme d'epilation

Lumea Comfort

Utilisation sur le corps uniquement

22 minutes pour traiter les demi-jambes

Durée de vie <gt/> 100 000 pulsations

SC1981/50



Réduction à long terme de la pilosité

pour une douceur qui dure

Le système d'épilation Lumea Comfort IPL de Philips fait des miracles en matière de lutte contre la repousse des poils sur votre corps. L'application régulière de ses douces pulsations lumineuses contribue grandement à garder une peau soyeuse au quotidien.

Douceur longue durée

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Pour une utilisation chez vous, en toute sécurité et en tout confort

Douce et efficace sur le corps

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Doux et efficace, même sur les zones sensibles
- Capteur de couleur de peau
- Mode de déplacement-flash pour une utilisation plus pratique
- Convient pour les différents types de poils et de peaux

Le plus compact des appareils Lumea

- Aucune pièce de rechange, aucun coût caché

Caractéristiques

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. – Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Technologie IPL

Le Lumea Comfort de Philips utilise une technologie basée sur la lumière appelée Technologie IPL à lumière intense pulsée inspirée de la technologie d'épilation utilisée dans les salons de beauté professionnels. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation efficace à domicile. Philips a développé cet épilateur révolutionnaire en étroite collaboration avec des experts en soins pour la peau. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests poussés auprès de plus de 2000 femmes sur la technologie IPL.

Types de poils et de peaux

Le système d'épilation Lumea Comfort IPL de Philips est efficace sur les poils (naturellement) blonds foncés, bruns ou noirs, il ne l'est PAS sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc,

comme les autres traitements par la lumière. – Pour agrandir l'image, cliquez sur l'image dans la galerie au sommet de cette page

Régions à épiler

Parfaitement sûr pour épiler toutes les zones du corps, notamment les jambes, les aisselles, la zone du bikini, le ventre et les bras.

5 réglages d'intensité lumineuse

Le système d'épilation Lumea IPL de Philips offre cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir un traitement à la fois doux et efficace. Utilisée correctement, la technologie IPL est agréable et douce, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Capteur de couleur de peau

Le système unique de capteur de couleur de peau permet de mesurer la couleur de la peau à traiter au début de chaque séance et, parfois, au cours de la séance. S'il détecte une tonalité de peau est trop sombre pour le système Lumea Comfort, la pulsation de lumière s'arrête automatiquement.

Mode de déplacement-flash

Le système d'épilation Lumea Comfort IPL de Philips permet un mouvement de glissement pour une application plus pratique.

Aucune pièce de rechange nécessaire

Le système d'épilation Lumea Comfort IPL de Philips est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite aucune lampe de remplacement, offrant ainsi 4 ans de traitements pour tout le corps sans aucuns frais supplémentaires

Spécifications

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 100 000 flashes

Application areas

Zones sensibles: Petites zones comme les aisselles

Zones d'application

Zones corporelles: Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Accessoires inclus

Instructions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre teint de peau

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 11 min

Application time

Aisselle: 1,5 min

Maillot: 1,5 min

Zones sensibles: 2,5 min

Application mode

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur les courbes

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour des gestes fluides

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

