

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Essential

Voor gebruik op lichaam en gezicht

Behandeling onderbenen in 16 minuten

<gt/> 200.000 lichtflitsen

Compact ontwerp met snoer

BRI860/00



Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Voorkom teruggroei van haartjes met Philips Lumea Essential, een handzame en compacte IPL-oplossing die met snoer kan worden gebruikt. De Skin Tone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit voor jouw huidtint. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Geschikt voor verschillende haar- en huidtypen

Veilig en effectief voor gezicht en lichaam

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- 25% sneller voor kortere behandel tijden*
- Skin Tone-sensor
- Vijf instelbare lichtsterktes
- Zachte behandeling

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten


Kenmerken

IPL technologie




Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Skin Tone-sensor



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

25% sneller*



Groot venster met optimaal ontwerp voor een snellere behandeling en betere zichtbaarheid*

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

Glij- en flitsmodus



De hoofdmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 200.000 pulsen afgeven

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeliverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Adapter: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1,5 min.

Bikinilijn: 1,5 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

