

# PHILIPS

IPL - previne reapar.  
pêlo

Lumea Advanced

Para utilização em rosto e  
corpo

15 minutos para tratar meia  
perna

>250 000 impulsos de luz

SC1997/00



## Suave, redução de pêlos a longo prazo

A Philips Lumea Advanced faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo e rosto. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

### Remoção de pelos de longa duração com tecnologia IPL

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço
- Adaptada para ser utilizada de forma segura e eficaz na sua própria casa
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele

### Seguro, rápido e eficiente em corpo e rosto

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- Janela de tratamento grande para aplicação rápida
- Sensor de tom de pele integrado para segurança extra
- Acessório de precisão para uma segurança extra no rosto
- Suave para a sua pele

### Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Sem peças de substituição, sem custos ocultos
- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Cinco definições reguláveis de energia de luz


# Destques

## Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

## Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pêlos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pêlos e maravilhosamente suave.

## Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando

necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

## Tipos de pelo e pele adequados




A Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pelos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, a Philips Lumea NÃO é eficiente em pelos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. Este produto também NÃO é adequado para peles escuras.

## Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

## Tratamento rápido das pernas



Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

## Maior segurança para o rosto



Com o filtro de luz integrado adicional, este pode ser utilizado para um tratamento seguro de pêlos faciais no buço, queixo, bochechas e noutras áreas sensíveis.

## Sensor de tom de pele



Para uma segurança extra, o sensor de tom de pele integrado mede a tez da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante o tratamento. Se este detectar um tom de pele demasiado escuro, a emissão de impulsos de luz pára automaticamente.

## Tratamento delicado



Suave para a sua pele

# Especificações

## Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

## Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 250 000 impulsos de luz

## Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

## Acessórios

Acessório de precisão (2 cm<sup>2</sup>): Para aplicação segura no rosto

Acessório corporal (4 cm<sup>2</sup>): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

## Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Acessório: Pano de limpeza

## Potência

Utilização com fio

## Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

## Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Zonas do rosto: 1 min.

## Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Utilização com/sem fios: Com fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

## Technical specifications

Espectro da luz: Acessório de precisão <gt/> 600 nm, Acessório para o corpo: <gt/>530 nm

Fluxo de luz (J/cm<sup>2</sup>): Acessório para o corpo: 2,5 a 5, Acessório de precisão: 2,5-4,5

