

# PHILIPS

Sistema de depilação  
por luz pulsada

Lumea Comfort

Para utilização em rosto e  
corpo

22 minutos para tratar meia  
perna


Vida útil >100 000  
impulsos de luz

SC1981/00




# Destaque

## Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Isto resulta numa queda natural do pêlo e o crescimento deste é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

## Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

## Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea Comfort utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma eficaz, na segurança e no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com especialistas de cuidados da pele para desenvolver esta tecnologia. Durante

mais de 10 anos, a Philips efectuou uma extensa pesquisa de consumidor relativa à tecnologia da luz pulsada, com mais de 2000 mulheres.

## Tipos de pêlo e pele adequados

Haarfarbe Haarkleur Hair colour Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Light blonde	Lightest	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Medium-light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Medium-dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blonde	Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blonde	Darkest	✗	✗	✗	✗	✗	✗

O Philips Lumea Comfort tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Lumea Comfort NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

## Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

## 5 definições de energia da luz



O sistema Philips Lumea Comfort tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada


Lumea Comfort da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

## Sensor de tom de pele



O exclusivo sensor de tom de pele mede a tez da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante a sessão. Se esta detectar um tom de pele demasiado escuro para o Lumea Comfort, a emissão de impulsos pára automaticamente.

## Modo para deslizar e pulsar



O Lumea Comfort permite um movimento de deslize para uma aplicação mais prática e contínua.

## O Lumea mais pequeno e mais leve

O sistema Philips Lumea Comfort é o mais pequeno e o mais leve da gama Lumea. É fácil de segurar e permite alcançar facilmente todas as áreas que pretende tratar.

## Não necessita de peças de substituição



O sistema Philips Lumea Comfort é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas de substituição ou géis.

# Especificações

## Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

## Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 100 000 impulsos de luz

## Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

## Itens incluídos

Instruções de utilização: Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador  
Adaptador: 12 V / 1500 mA

## Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

## Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 11 min.

Axila: 1:30 min.

Linha do biquíni: 1:30 min.

Zonas do rosto: 2:30 min.

## Application mode

Soltar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

## Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação com movimento fácil

Utilização com/sem fios: Com fios

