

PHILIPS

 Product Picture

Dispositivo IPL para
depilação

Lumea Essential

Para utilização em rosto e corpo

Meia perna: 16 minutos

>200 000 impulsos de luz

Design compacto com fios

BRI861/00

Fácil, redução de pêlos a longo prazo

A Philips Lumea Essential faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo e rosto. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Remoção de pelos de longa duração com tecnologia IPL

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa
- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço
- Adequado para diferentes tipos de pêlo e tons de pele

Seguro e eficiente no rosto e no corpo

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- 25% mais rápido e reduz o tempo de tratamento*
- Sensor de tom de pele
- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Tratamento delicado

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos


Destaques

Tecnologia IPL




O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma eficiente e segura, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com especialistas de cuidados da pele para desenvolver esta tecnologia. Durante mais de 10 anos, a Philips efetuou um estudo extenso sobre esta tecnologia, Luz Pulsada Intensa, em mais de 2000 mulheres.

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pelo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pelos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pelos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pelos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando

necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pelos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

Tipos de pelo e pele adequados



A Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pelos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, a Philips Lumea NÃO é eficiente em pelos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. Este produto também NÃO é adequado para peles escuras.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (búço, queixo) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

Sensor de tom de pele



Para uma segurança extra, o sensor de tom de pele integrado mede a tez da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente

durante o tratamento. Se este detectar um tom de pele demasiado escuro, a emissão de impulsos de luz pára automaticamente.

5 definições de energia da luz



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

25% mais rápido*



Janela maior com design otimizado para um tratamento mais rápido e uma melhor visibilidade*

Tratamento delicado



Suave para a sua pele.

Especificações

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação com movimento fácil

Utilização com/sem fios: Com fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: 200 000 impulsos de luz

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Adaptador: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1:30 min.

Linha do biquíni: 1:30 min.

Zonas do rosto: 2 min

