

PHILIPS

 Product Picture

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Essential

Geschikt voor gezicht en lichaam

Behandeling onderbenen in 10
minuten

Met snoer te gebruiken

Met Skin Tone-sensor

BRI862/00

Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Geschikt voor verschillende haar- en huidtypen

Veilig en effectief voor gezicht en lichaam

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Skin Tone-sensor
- Voor optimaal gebruiksgemak
- 50% sneller voor kortere behandelzeiten*
- Zachte behandeling
- Vijf instelbare lichtsterktes

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Kenmerken

IPL technologie




Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingsstelsel heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Skin Tone-sensor




De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

SmartSkin-sensor



Philips Lumea Essential detecteert uw huidskleur en geeft advies over de geschikte lichtenergie-instelling

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

50% sneller*



Groot venster met optimaal ontwerp voor een snellere behandeling en betere zichtbaarheid*

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 200.000 pulsen afgeven

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Behandeltijd

Onderbeen: 5 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Delen van het gezicht: 1 min

