

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea Essential

Para uso en cuerpo y rostro

13 minutos para las 2 medias
piernas

Más de 200.000 pulsaciones

Diseño compacto con cable +
funda

SC1985/00



Fácil reducción del vello a largo plazo

Philips Lumea Essential hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial y corporal. Las delicadas pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Eliminación duradera del vello gracias a la tecnología IPL

- Disfrutá de una piel suave todos los días
- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar
- 40 % más rápido para menor tiempo de tratamiento*
- Adecuado para varios tipos de vellos y pieles

Seguro y efectivo en el rostro y el cuerpo

- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Sensor de tono de piel
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas molestias

- Sin repuestos ni costos adicionales
- El dispositivo más pequeño y liviano del rango Lumea
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable

Destacados

Tecnología IPL




Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que podás utilizarla eficazmente en la comodidad y seguridad de tu casa. Philips colaboró con especialistas en la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10 años, Philips realizó una investigación exhaustiva sobre las consumidoras de la tecnología IPL, en más de 2000 mujeres.

Disfrutá de una piel suave todos los días



Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.

Resultados garantizados sin esfuerzo



En nuestros estudios clínicos se demostró que se produjo una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos

resultados, solo repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello. - Para aumentar esta imagen, hacé clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

40 % más rápido



El sistema Lumea Essential es un 40% más rápido y reduce el tiempo de tratamiento*

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Este producto TAMPOCO es adecuado para piel oscura.

Zonas de aplicación

Podés utilizar el dispositivo con seguridad para eliminar el vello facial (labio superior y mentón) y corporal, incluidas las piernas, axilas, ingle, vientre y brazos.

Sensor de tono de piel



Para mayor seguridad, el sensor de tono de piel integrado mide la complejión de la piel tratada al principio de cada sesión y de vez en cuando durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro para este producto, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

Tratamiento suave



Suave con tu piel.

El sistema Lumea más pequeño y liviano

La Philips Lumea es la más pequeña y ligera de la gama Lumea. Es fácil de sujetar y llega fácilmente a todas las zonas que deseás tratar.

Estuche de lujo

El sistema Philips Lumea Essential incorpora una funda de lujo para poder guardarlo fácilmente.

Modo de deslizamiento continuo



El modo de aplicación principal permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación con un movimiento sencillo

Uso con y sin cables: Con cable

Estampe y dispare: Para el tratamiento de zonas curvas

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 200.000 pulsos

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Estuche de lujo

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Tiempo de aplicación

Pierna: 6,5 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1,5 min.

