

PHILIPS

Sistema de
depilación IPL

Lumea Essential

Para uso en cuerpo y rostro

15 minutos para las 2 medias
piernas

Vida útil >100.000 pulsos
de luz

Cable extralargo

SC1996/30



La manera ideal de evitar el crecimiento del vello para una piel suave en la comodidad de tu hogar

El sistema IPL Philips Lumea hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y rostro. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Fácil de usar

- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Se adapta a tu tipo de piel
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

Long lasting smoothness

- Disfrutá de una piel suave todos los días
- Resultados garantizados sin esfuerzo

Hair removal with IPL technology

- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar

Segura, rápida y eficaz en el cuerpo y la cara

- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Sensor de tono de piel integrado para mayor seguridad
- Accesorio de precisión para mayor seguridad en la cara
- Accesorio para el cuerpo: tratamiento rápido (15 minutos para las 2 medias piernas)

Destacados

Disfrutá de una piel suave todos los días




El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repetís el tratamiento de forma regular, tu piel va a mantenerse suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

Cinco niveles de intensidad de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si la usás de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Utilizar con confianza para eliminar el vello en todo el cuerpo. El gran accesorio para el cuerpo (4 cm²) permite un tratamiento rápido en zonas extensas como las piernas. El accesorio de precisión con filtro de luz adicional proporciona una protección adicional para el uso en el bozo, el mentón y las mejillas.

Accesorio grande para el cuerpo, 4 cm²



El accesorio corporal grande permite un tratamiento más rápido de zonas grandes como las piernas.

Modo de deslizamiento continuo



La función de disparos continuos permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

No necesita piezas de repuesto



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Tipos de vello y piel adecuados

Geignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Haarfarbe / Couleur de la peau				
		1	2	3	4	5
Farbe des Körperhairs / Couleur des poils	1	✓	✓	✓	✓	✗
	2	✓	✓	✓	✗	✗
	3	✓	✓	✗	✗	✗
4	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Dieses Produkt ist für Sie geeignet.
 Ce produit vous convient.

✗ Dieses Produkt ist für Ihren Haut- und Haarart nicht geeignet.
 Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils.
 Veuillez consulter votre médecin.

Das integrierte Hautmessgerät bietet eine Beurteilung bei dunkleren Hauttönen ab dem Grad 4, sodass die maximale Behandlungsdauer für Sie bestimmt werden kann.

Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles oscuras.

Tecnología IPL

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Sensor de tono de piel

Para mayor seguridad, el sensor de tono de piel integrado mide el color de la zona de piel a tratar al principio de cada sesión y de vez en cuando durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro para Lumea Essential, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Modo de aplicación

Uso con y sin cables: Con cable

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 100.000 pulsos

Archivos adjuntos

Accesorio para precisión (2 cm²): Para usar en zonas por debajo de los ojos

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

