

PHILIPS

Sistema de eliminación
de vello IPL

Lumea Essential

Para uso en cuerpo y cara

15 minutos para medias piernas

Vida útil > 100 000 pulsos de
luz

Cable extra largo

SC1996/00



La manera ideal de evitar que el vello vuelva a crecer para disfrutar de una piel suave en casa

El sistema IPL Philips Lumea hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y en la cara. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Fácil de usar

- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Se adapta a tu tipo de piel
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales

Suavidad duradera

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar

Seguro, rápido y eficaz en el cuerpo y la cara

- Cinco posiciones de energía de luz ajustables
- Sensor de tono de piel integrado para mayor seguridad
- Accesorio de precisión para mayor seguridad en la cara
- Accesorio para el cuerpo: tratamiento rápido (15 min 2 medias piernas)

Destacados

Disfruta de una piel suave a diario



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Tecnología IPL

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Gran accesorio para el cuerpo, 4 cm²



El accesorio corporal grande permite un tratamiento más rápido de zonas grandes como las piernas.

Accesorio de precisión, 2 cm²

Gracias al filtro de luz adicional integrado, se puede utilizar para tratar de forma segura el vello facial del labio superior, las mejillas y otras zonas sensibles.

Vello y tipos de piel adecuados

Geignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Hauttonensensor detektiert die dunklere Hautfarbe des Captur de couleur de peau détecte le teint plus foncé				
Hautfarbe / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet / Ce produit vous convient
 × Dieses Produkt ist für Ihren Haut- und Haarart nicht geeignet / Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils / votre peau / votre type de poils

Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel oscura.

Sensor de tono de piel

Para mayor seguridad, el sensor de tono de piel integrado mide la complejión de la piel tratada al principio de cada sesión y de vez en cuando durante la sesión. Si detecta que el


tono de piel es demasiado oscuro para Lumea Essential, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

Modo de deslizamiento y flash



El modo de aplicación principal permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

Cinco posiciones de energía de luz



Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

No necesita piezas de repuesto

Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas
Cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Modo de aplicación

Uso con/sin cable: Con cable

Potencia

Tensión: 100–240 V
Uso con cable

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 100.000 pulsos

Accesorios

Accesorio de precisión (2 cm²): Para uso en zonas por debajo de los ojos

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda
Adaptador: 24 V/1500 mA

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda

Axilas: 1 minuto

Zona del bikini: 1 minuto

Cara: 1 minuto

