

PHILIPS

fotodepiladora

SatinLux

SC2000



Disfrute de la suavidad para siempre

Para evitar eficazmente el crecimiento del vello

La fotodepiladora SatinLux de Philips utiliza ligeras pulsaciones de luz para estimular que la raíz del vello entre en fase de reposo, inhibiendo así su crecimiento y haciendo que el vello desaparezca de forma natural. Usándola cada dos semanas podrá disfrutar de una piel suave para siempre.

Control eficaz del crecimiento del vello

- Disfruta de una piel suave todos los días

Tecnología "Luz pulsada intensa" o IPL (Intense Pulsed Light)

- Adecuada para el uso en casa

Aplicación suave

- Incluso en pieles y zonas sensibles

Batería recargable

- Con función de carga rápida

Zonas de aplicación

- Axilas, ingles, piernas, brazos y línea alba


Destacados

Control del crecimiento del vello



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si desea tener la piel suave todos los días, repita el tratamiento cada dos semanas en la zona de las axilas, ingles, brazos y línea alba, y cada cuatro semanas en el caso de las piernas. Para que el tratamiento resulte más eficaz, si el vello sigue creciendo, afeite la zona de aplicación antes de usar el aparato (sólo en los primeros tratamientos).

Tecnología IPL



Philips Lumea funciona con una tecnología basada en la luz denominada "Luz pulsada intensa" o IPL (Intense Pulsed Light), utilizada también en los salones de belleza profesionales para la depilación. Con Philips Lumea podrá disfrutar ahora de la tecnología más innovadora adecuada para el uso en casa y usarla cuando quiera y donde quiera.

Aplicación segura y suave



Philips Lumea cuenta con cinco posiciones de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Si se utiliza adecuadamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles. La duración del tratamiento y la frecuencia de carga de la batería dependerán de la selección de los ajustes del aparato y la zona de aplicación.

Zonas de aplicación



Philips Lumea se ha desarrollado en estrecha colaboración con destacados dermatólogos para conseguir una aplicación suave y eficaz en axilas, ingles, piernas, brazos y línea alba.

Vello y tipos de piel adecuados

Philips Lumea funciona de forma eficaz con el vello rubio oscuro, castaño y moreno (natural). Philips Lumea NO es eficaz con vello pelirrojo, canoso o rubio claro (natural). Philips Lumea NO es eficaz sobre piel muy oscura (piel tipo VI)

Batería recargable

Philips Lumea dispone de una batería recargable con función de carga rápida que te permite cargar fácilmente el dispositivo en unos 90 minutos. Philips Lumea no se puede utilizar conectado a la red eléctrica.

Especificaciones

Accesorios

Funda de viaje: incluido(s)/a(s)
Paño de limpieza: incluido(s)/a(s)
Adaptador / cargador CA/CC: incluido(s)/a(s)
DVD de demostración: incluido(s)/a(s)

Especificaciones técnicas

Tipo de batería: Iones de litio
Tensión: 100-240
Potencia: 7,5
Frecuencia: 50-60
Nivel de energía de la luz: 2 - 6,5 J/cm² (según la posición seleccionada)
Espectro de luz: <gt;/>570 nm

Características:

Pantalla de aplicación de 3 cm²: para un tratamiento eficaz en zonas amplias
Cinco posiciones de energía de luz: ajustable a su tipo de piel
filtro UV integrado: protege su piel de los rayos UV
Piloto de "listo para usar": indica la forma correcta de aplicación sobre la piel

Datos logísticos

País de origen: Hungría
Tamaño del producto: 120 x 100 x 119,5 mm
Peso del producto (sin embalaje): 790 g
Peso del producto (con embalaje): 1,4
Dimensiones unidad de embalaje: 55,8 x 28,8 x 21 cm (largo x ancho x alto)
Número de unidades de embalaje por capa: 5
Número de capas: 6
Número de productos por palé: 120
Peso del palé: 185,3
Cantidad por palé: 120

