

PHILIPS

IPL – Tüy alma aleti

Lumea Essential

Vücutta ve yüzde kullanım için

Alt bacak uygulaması 22 dakika

200.000'den fazla ışık atışı

SC1983/00



Kolay ve uzun süreli tüy azaltma

Philips Lumea Essential tüylerin yüzünüzde ve vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

IPL teknolojisiyle uzun süre kalıcı tüy azaltma

- Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın
- Zahmetsiz ve etkili
- Evinizin rahatlığında, konforlu kullanım için uyarlandı
- Farklı tüy ve cilt tiplerine uygun

Yüz ve vücut için güvenli ve etkili uygulama

- Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili
- Cilt Tonu Sensörü
- Cildinize özen gösterir

Maksimum özgürlük, minimum uğraş

- Yedek parça yok, ek masraf yok
- Lumea ürün aralığındaki en küçük ve en hafif cihaz
- Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu
- Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi


Özellikler

IPL teknolojisi




Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla kadınla kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın



Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zahmetsiz ve etkili



Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın keyfini uzun süre çıkarmak için gerektiğinde işlemi

tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. Resmi büyötmek için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan görsele tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri



Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kırmızı, açık sarımsı veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.

Uygulama alanları



Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene) ve bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, karnı ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

Cilt Tonu Sensörü



Entegre cilt tonu sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün

kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algıladığında sensör uygulamayı otomatik olarak durdurur.

Hassas uygulama



Cildinize özen gösterir

En küçük ve en hafif Lumea

Philips Lumea Essential, Lumea ürün yelpazesindeki en küçük ve en hafif cihazdır. Rahat tutuş ve uygulama yapmak istediğiniz tüm alanlara ulaşmanızda kolaylık sağlar.

Yedek parça gerekmez



Philips Lumea, ek bir malzemeye gerek duymadan kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

Kaydırarak Uygulama modu



Daha rahat ve kesintisiz uygulama için kaydırarak ürünü kullanma rahatlığı sağlar.

Teknik Özellikler

Güç

Gerilim: 100–240 V

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Technical specifications

High performance lamp: 200.000'den fazla ışık atışı gönderir

Application areas

Body areas: Kollar, Bacaklar, Kann, Bikini bölgesi, Koltuk altları

Face areas: Çene, Favoriler, Dudak üstü

Items included

Instructions for use: Kullanım kılavuzu

Adapter: 24 V / 1500 mA

Safety and adjustable settings

Integrated UV filter: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 light energy settings: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Integrated safety system: İstenmeyen atışları önler

Skin Tone sensor: Cilt tonunuzu algılar

Application time

Alt bacak: 11 dk

Armpit: 1,5 dk

Bikini line: 1,5 dk

Face areas: 2,5 dk

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay hareket etmek için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu

Damga ve Flaş: Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

