

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Advanced

Zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide
Unterschenkel

<gt/> 250.000 Lichtimpulse

Extra langes Kabel

SC1993/00



Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Advanced verhindert effektiv das Nachwachsen von Haaren am Körper. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Für eine sichere und effektive Verwendung zu Hause
- Einfach wirksam
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sicher, schnell und effektiv am Körper

- Zur Anwendung am Körper
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Sanfte Behandlung

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen


Besonderheiten

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

Einfach wirksam

Clinical results after treatment: **example 1 (leg)**



Clinical results after treatment: **example 2 (bikini line)**



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen

gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. – Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Dieses Produkt ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

Anwendungsbereiche



Für ein gutes Gefühl bei der Entfernung von Haaren in Körperpartien unterhalb des Halsausschnitts: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

Schnelle Anwendung an den Beinen

Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung an großen Körperpartien wie den Beinen.

Sanfte Behandlung


Sanft zu Ihrer Haut.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/> 250.000 Lichtimpulse

Consumer Trade Item

Height: 19
Width: 26.6
Length: 12
Net Weight: 0.692
Gross Weight: 1.078
GTIN: 8710103759805
Country of origin: HU
Harmonized system code: 85437090

Außenkarton

Height: 28
Width: 24.8
Length: 19.7
Net Weight: 1.384
Gross Weight: 2.314
GTIN: 18710103759802

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm³): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung
Lagerung: Aufbewahrungsetui
Adapter: 24 V/1500 mA
Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.
Achselhöhle: 1 Min.
Bikinizone: 1 Min.

