

PHILIPS

 Product Picture

IPL – aparat za
odstranjevanje dlak

Lumea Essential

Za depilacijo telesa in obraza

22 minut za depilacijo spod.
dela nog

>200.000 svetlobnih
impulzov

Kompaktna žična zasnova

SC1983/00

Enostavno do dolgoročno manjše porasčenosti

Philips Lumea Essential čudežno preprečuje ponovno rast dlak po obrazu in telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.

Dolgotrajno odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Uživate v gladki koži vsak dan
- Enostavno in učinkovito
- Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo
- Primeren za različne vrste dlak in kože

Varno in učinkovito na obrazu in telesu

- Varno in učinkovito tudi na občutljivih predelih
- Senzor barve kože
- Nežna obdelava

Popolna svoboda z malo truda

- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov
- Najmanjši in najlažji aparat serije Lumea
- Način pomika in osvetlitve za priročnejšo uporabo
- Pet prilagodljivih nastavitvev svetlobne energije


Značilnosti

Tehnologija IPL




Philips Lumea Comfort uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji uporabljeni v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno, udobno in učinkovito domačo uporabo. Philips je to tehnologijo razvil v tesnem sodelovanju s strokovnjaki s področja dermatologije. Več kot 10 let je podjetje izvajalo obsežne raziskave IPL tehnologije na več kot 2000 ženskah.

Uživajte v gladki koži vsak dan



Philips Lumea uporablja nežne impulze svetlobe vse do korena las. Posledično se rast števila dlak na vašem telesu postopoma zmanjšuje. Ponavljanje tega načina odstranjevanja dlačic pusti vašo kožo čudovito, brez dlak in gladko na otip.

Enostavno in učinkovito



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je koža postala

gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak. – Sliko povečate tako, da jo kliknete v galeriji slik na vrhu te strani.

Primerne vrste dlak in kože



Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. Philips Lumea tako NI primeren niti za temno kožo.

Območja uporabe

Zanesljivo odstranjujete dlake na obrazu (zgornja ustnica, brada) ter delih telesa, kot so noge, pazduhe, predel bikinija, trebuh in roke.

Senzor barve kože



Za dodatno varnost integrirani senzor za barvni odtonek polti meri kompleksnost obdelane kože na začetku vsakega odstranjevanja dlačic

in občasno tudi med postopkom samim. Če zazna ton kože, ki je pretemen za ta izdelek, bo samodejno ustavil oddajanje impulzov.

Nežna obdelava



Nežno do vaše kože.

Najmanjši in najlažji aparat Lumea


Philips Lumea Comfort je najmanjši in najlažji aparat pri seriji izdelkov Lumea. Z lahkoto ga držite in dosežete vse zelene dele telesa.

Nadomestni deli niso potrebni



Philips Lumea je popolna rešitev, ki jo lahko začnete uporabljati takoj. Kar je še pomembnejše, ne potrebujete nadomestnih sijalk ali gelov.

Način pomika in osvetlitve



Glavni način uporabe omogoča drsenje za priročajšo in neprekinjeno uporabo.

Specifikacije

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh, Predel bikinija, Pazduhe

Deli obraza: Brada, Zalizci, Zgornja ustnica

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitve svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Senzor barve kože: Zazna barvo kože.

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za nezahtevne predele
Žična/brezžična uporaba: Žično

Pritisni in osvetli: Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do 200.000 osvetlitev

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Napajalnik: 24 V/1500 mA

Čas uporabe

Spodnji del noge: 11 min

Pazduha: 1,5 min

Predel bikinija: 1,5 min

Deli obraza: 2,5 min

