

PHILIPS

IPL – Пристрій для
видалення волосся

Lumea Prestige

Для використання на тілі та обличчі

15 хвилин для обробки гомілок

<gt; 250 000 спалахів лампи

Бездротовий дизайн

SC2007/00



Відчувайте гладкість шкіри постійно*

Philips Lumea Prestige – це найефективніше бездротове рішення IPL, яке творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня.

Видалення волосся надовго із технологією IPL

- Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня
- Ефективна епіляція без зусиль
- Адаптовано для безпечного й ефективного використання у домашніх умовах
- Підходить для різних типів волосся та шкіри

Лагідне й ефективне застосування на обличчі та тілі

- Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках
- Точна насадка для безпечної обробки обличчя
- Велике віконце для обробки для швидкого застосування
- Лагідна обробка

Максимум свободи, мінімум проблем

- Зручне бездротове використання
- П'ять налаштувань інтенсивності світлового імпульсу
- Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат
- Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування


Основні особливості

Технологія IPL



Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 добровольців.

Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня



Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.

Ефективна епіляція без зусиль

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Наші клінічні дослідження показали, що після проведення чотирьох сеансів із частотою раз на два тижні кількість волосся помітно зменшується, а шкіра стає більш гладкою. Для підтримки результатів просто повторюйте процедуру за необхідності. Інтервал залежить від індивідуальних особливостей

росту волосся. — Щоб збільшити це зображення, натисніть на зображення в галереї зображень у верхній частині цієї сторінки

Сумісні типи волосся і шкіри



Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневого та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea HE працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.

Ділянки для застосування

Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, зоні бікіні, животі та руках.

Швидка обробка ніг



Велике віконце для обробки для швидкого застосування на великих ділянках, таких як ноги.

Додаткова безпека для обличчя




Точна насадка має додатковий вбудований оптичний фільтр і гарантує безпечне та зручне застосування на верхній губі, підборідді та бакенбардах. Її можна також використовувати на інших чутливих ділянках тіла, наприклад під пахвами, в зоні бікіні та на важкодоступних ділянках.

Лагідна обробка



Лагідний до Вашої шкіри.

Зручне бездротове використання



Унікальний бездротовий дизайн Lumea ідеально підходить для максимального доступу та простого використання.

Специфікації

Ділянки для застосування

Області на тілі: Руки, Ноги, Живіт, Зона бікіні, Пахви
Області на обличчі: Підборіддя, Бакенбарди, Верхня губа

Налаштування безпеки та регульовані налаштування

Вбудований УФ-фільтр: Захищає шкіру від ультрафіолетових променів

П'ять налаштувань енергії світла: Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри

Вбудована система безпеки: Запобігання випадковій подачі імпульсів світла

Режим застосування

Режим Slide and Flash: Для зручного застосування

Провідне/безпровідне використання: Використання без шнура

Режим Stamp and Flash: Для обробки вигнутих ділянок

Потужність

Напруга: 100–240 В

Час зарядження: 100 хв.

Час роботи: Щонайменше 370 спалахів

Технічні характеристики

Лампа високої ефективності: Подає <gt/> 250 000 спалахів

Насадки

Точна насадка (2 см2): Для безпечного застосування на обличчі

Насадка для тіла (4 см2): Для використання нижче лінії шиї

Обслуговування

Гарантія: 2-річна гарантія

Комплект постачання

Зарядний пристрій: Зарядний пристрій для різної напруги

Інструкція з використання: Посібник користувача

Зберігання: Розкішний футляр

Аксесуари: Ганчірка для чищення

Час застосування

Гомілка: 8 хв.

Пахвова зона: 1 хв.

Лінія бікіні: 1 хв.

Області на обличчі: 1 хв.

