

PHILIPS

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Advanced

Vücut, yüz ve bikini bölgesi için

Alt bacak uygulaması 15 dakika

250.000'den fazla ışık atışı

Ekstra uzun kablo



SC1999/00



Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

IPL teknolojisiyle uzun süre kalıcı tüy azaltma

- Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
- Evde güvenli ve etkili kullanım için geliştirilmiştir
- Zahmetsiz ve etkili
- Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

Vücut, yüz, bikini bölgesinde güvenli, hızlı ve etkili

- Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili
- Hızlı uygulama için geniş pencere alanı
- Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı
- Entegre cilt tonu sensörü
- Hassas uygulama
- Bikini bölgesine özel uygulama başlığı

Maksimum özgürlük, minimum uğraş

- Yedek parça yok, ek masraf yok
- Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu


Özellikler

IPL teknolojisi




Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla gönüllüyle kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın



Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zahmetsiz ve etkili



Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın keyfini uzun süre çıkarmak için gerektiğinde işlemi

tekrarlamamız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. Resmi büyütme için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan görselle tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri




Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarımsın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.

Uygulama alanları



Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karın ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

Bacaklara hızlı uygulama



Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.

Yüz için ekstra güvenlik



Ek entegre ışık filtresiyle dudakların üzerindeki bölgede, çenede, yanaklarda bulunan yüz tüylerinde ve diğer hassas bölgelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Bikini bölgesi başlığı



Bikini bölgesi başlığı, bikini bölgesindeki tüylere etkili bir uygulama sağlar. Bu bölgedeki tüyler genellikle bacak tüylerine göre daha güçlü ve daha kalındır.

Cilt Tonu Sensörü



Entegre cilt tonu sensörü, güvenlik amacıyla her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılmayacağı kadar koyu bir cilt tonu algırsa ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.

Teknik Özellikler

Güç

Gerilim: 100-240 V

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Teknik özellikler

High performance lamp: 250.000'den fazla ışık atışı gönderir

Uygulama alanları

Vücut alanları: Kollar, Bacaklar, Karın, Bikini bölgesi, Koltuk altları

Yüz alanları: Çene, Favoriler, Dudak üstü

Başlıklar

Hassas bölge başlığı (2 cm2): Yüzde güvenli uygulama için

Vücut başlığı(4cm2): Boyun altında kullanım

için

Bikini bölgesi aparatı (2 cm2): Bikini bölgesindeki tüyler için özel uygulama

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Depolama: Kese

Adaptör: 24 V / 1500 mA

Aksesuar: Temizleme bezi

Güç

Kablolu kullanım

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

Uygulama süresi

Alt bacak: 8 dk

Armpit: 1 dk

Bikini line: 1 dk

Yüz alanları: 1 dk

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu

Damga ve Flaş: Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

