

PHILIPS

Dispositivo de
eliminación de vello IPL

Lumea Prestige

Para uso en cuerpo y cara

15 minutos para medias piernas

> 250 000 pulsos de luz

SC2007/00



Siéntete siempre libre de vello*

Philips Lumea Prestige es la solución con tecnología de luz pulsada sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial así como el corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Depilación duradera con tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Una aplicación suave y eficaz en la cara y el cuerpo

- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda


Destacados

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Disfruta de una piel suave a diario




Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

Eficacia sin esfuerzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente

repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel muy oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para la cara




El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, las ingles y otras zonas de difícil acceso.

Tratamiento suave



Suave con tu piel.

Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100-240 V

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250 000 pulsos

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas
Cara: Mentón, Patillas, Bozo

Accesorios

Accesorio de precisión (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Piezas incluidas

Cargador: Cargador multivoltaje
Instrucciones de uso: Manual del usuario
Almacenamiento: Estuche de lujo
Accesorio: Paño de limpieza

Power

Tiempo de carga: 100 min
Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV
Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel
Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min
Axilas: 1 minuto
Zona del bikini: 1 minuto
Cara: 1 minuto

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda
Uso con/sin cable: Sin cable
Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

