

PHILIPS

IPL – hårfri hud upp till 8 veckor!

Lumea Essential

För kropp och ansikte

15 minuter för att behandla båda benen

Kliniskt bevisat resultat

Undvik stickig utväxt och irriterad hud

SC1996/00



Det bästa sättet att förhindra håråterväxt för jämn hud hemma

Slipp irriterad hud och stickig utväxt, Lumea IPL reducerar håråterväxten och ger dig len hud i upp till 8 veckor! Lumea IPL Essential 1996/00 – snabb och enkel hårborttagning anpassad för både ansikte och kropp. Testa i 120 dagar!

Lättanvänd

- Slide and Flash-läge ger en bekvämare behandling
- Justerbar för din hudtyp
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader

Varaktig mjukhet

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säker och effektiv användning hemma

Säker, snabb och effektiv både på kroppen och i ansiktet

- Fem justerbara ljusenergiinställningar
- Inbyggd hudtonssensor för extra säkerhet
- Precisionstillbehör för extra säkerhet i ansiktet
- Tillbehör för kroppen: snabb behandling (15 min. för båda underbenen)

Funktioner

Len hud varje dag



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt faller håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

Stort tillbehör för kroppen, 4 cm²



Stort tillbehör för kroppen möjliggör en snabb behandling på större områden, till exempel benen.

Precisionstillbehör, 2 cm²

Med det extra inbyggda ljusfiltret kan det användas för säker behandling av ansiktshår på överläpp, haka, kinder och andra känsliga områden.

Lämpliga hår- och hudtyper

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Hautoberflächen-Sensor überprüft die dunklen Hauttypen aus Leistung des Lichts der Hautstruktur Leistung des Lichts der Hautstruktur				
Hautfarbe / Couleur de la peau	Hauttyp / Type de peau	1	2	3	4	5
1	1	✓	✓	✓	✓	✓
2	2	✓	✓	✓	✓	✓
3	3	✓	✓	✓	✓	✓
4	4	✓	✓	✓	✓	✓
5	5	✓	✓	✓	✓	✓
6	6	✓	✓	✓	✓	✓
7	7	✓	✓	✓	✓	✓
8	8	✓	✓	✓	✓	✓
9	9	✓	✓	✓	✓	✓
10	10	✓	✓	✓	✓	✓
11	11	✓	✓	✓	✓	✓
12	12	✓	✓	✓	✓	✓
13	13	✓	✓	✓	✓	✓
14	14	✓	✓	✓	✓	✓
15	15	✓	✓	✓	✓	✓
16	16	✓	✓	✓	✓	✓
17	17	✓	✓	✓	✓	✓
18	18	✓	✓	✓	✓	✓
19	19	✓	✓	✓	✓	✓
20	20	✓	✓	✓	✓	✓
21	21	✓	✓	✓	✓	✓
22	22	✓	✓	✓	✓	✓
23	23	✓	✓	✓	✓	✓
24	24	✓	✓	✓	✓	✓
25	25	✓	✓	✓	✓	✓
26	26	✓	✓	✓	✓	✓
27	27	✓	✓	✓	✓	✓
28	28	✓	✓	✓	✓	✓
29	29	✓	✓	✓	✓	✓
30	30	✓	✓	✓	✓	✓
31	31	✓	✓	✓	✓	✓
32	32	✓	✓	✓	✓	✓
33	33	✓	✓	✓	✓	✓
34	34	✓	✓	✓	✓	✓
35	35	✓	✓	✓	✓	✓
36	36	✓	✓	✓	✓	✓
37	37	✓	✓	✓	✓	✓
38	38	✓	✓	✓	✓	✓
39	39	✓	✓	✓	✓	✓
40	40	✓	✓	✓	✓	✓
41	41	✓	✓	✓	✓	✓
42	42	✓	✓	✓	✓	✓
43	43	✓	✓	✓	✓	✓
44	44	✓	✓	✓	✓	✓
45	45	✓	✓	✓	✓	✓
46	46	✓	✓	✓	✓	✓
47	47	✓	✓	✓	✓	✓
48	48	✓	✓	✓	✓	✓
49	49	✓	✓	✓	✓	✓
50	50	✓	✓	✓	✓	✓
51	51	✓	✓	✓	✓	✓
52	52	✓	✓	✓	✓	✓
53	53	✓	✓	✓	✓	✓
54	54	✓	✓	✓	✓	✓
55	55	✓	✓	✓	✓	✓
56	56	✓	✓	✓	✓	✓
57	57	✓	✓	✓	✓	✓
58	58	✓	✓	✓	✓	✓
59	59	✓	✓	✓	✓	✓
60	60	✓	✓	✓	✓	✓
61	61	✓	✓	✓	✓	✓
62	62	✓	✓	✓	✓	✓
63	63	✓	✓	✓	✓	✓
64	64	✓	✓	✓	✓	✓
65	65	✓	✓	✓	✓	✓
66	66	✓	✓	✓	✓	✓
67	67	✓	✓	✓	✓	✓
68	68	✓	✓	✓	✓	✓
69	69	✓	✓	✓	✓	✓
70	70	✓	✓	✓	✓	✓
71	71	✓	✓	✓	✓	✓
72	72	✓	✓	✓	✓	✓
73	73	✓	✓	✓	✓	✓
74	74	✓	✓	✓	✓	✓
75	75	✓	✓	✓	✓	✓
76	76	✓	✓	✓	✓	✓
77	77	✓	✓	✓	✓	✓
78	78	✓	✓	✓	✓	✓
79	79	✓	✓	✓	✓	✓
80	80	✓	✓	✓	✓	✓
81	81	✓	✓	✓	✓	✓
82	82	✓	✓	✓	✓	✓
83	83	✓	✓	✓	✓	✓
84	84	✓	✓	✓	✓	✓
85	85	✓	✓	✓	✓	✓
86	86	✓	✓	✓	✓	✓
87	87	✓	✓	✓	✓	✓
88	88	✓	✓	✓	✓	✓
89	89	✓	✓	✓	✓	✓
90	90	✓	✓	✓	✓	✓
91	91	✓	✓	✓	✓	✓
92	92	✓	✓	✓	✓	✓
93	93	✓	✓	✓	✓	✓
94	94	✓	✓	✓	✓	✓
95	95	✓	✓	✓	✓	✓
96	96	✓	✓	✓	✓	✓
97	97	✓	✓	✓	✓	✓
98	98	✓	✓	✓	✓	✓
99	99	✓	✓	✓	✓	✓
100	100	✓	✓	✓	✓	✓

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mörk hud.

Hudtonssensor

För extra säkerhet mäter den inbyggda hudtonssensorn den behandlade hyn i början av varje behandling och då och då under


behandlingen. Om den upptäcker en hudton som är för mörk för Lumea Essential slutar den automatiskt att avge pulseringar.

Slide and Flash-läge



Huvudläget möjliggör glidrörelser för en mer bekväm och kontinuerlig behandling.

5 lampenergiinställningar



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Inga reservdelar krävs

Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Områden i ansiktet: Haka, Polisonger, Överläpp

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Sensor för hudton: Upptäcker hudtonen

Programläge

Användning med eller utan sladd: Med sladd

Effekt

Spänning: 100–240 V

Användning med sladd

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar > 100 000 ljuspulser

Tillbehör

Precisionstillbehör (2 cm²): För användning under ögonen

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För användning nedanför halsen

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Snabbstartguide,

Användarhandbok

Förvaring: Fodral

Adapter: 24 V/1500 mA

Appliceringsstid

Underben: 8 min

Slide and Flash: För bekväm behandling

Armhåla: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Områden i ansiktet: 1 min

