

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

Zur Anwendung am Körper und
im Gesicht

15 Minuten für beide
Unterschenkel

<gt/> 250.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design

SC2007/00



Langanhaltend glatte Haut ohne Haare*

Philips Lumea Prestige ist das effektivste kabellose IPL-Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Für eine sichere und effektive Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sanfte und effektive Anwendung im Gesicht und am Körper

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Präzisionsaufsatz für eine sichere Anwendung im Gesicht
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Sanfte Behandlung

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung


Besonderheiten

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.


Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

Einfach wirksam

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem

Haarwuchs variieren. – Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Anwendungsgebiete

Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Schnelle Anwendung an den Beinen



Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung an großen Körperpartien, wie z. B. Beinen

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht




Der Präzisionsaufsatz ist mit einem zusätzlichen Lichtfilter ausgestattet und ermöglicht eine sichere und bequeme Anwendung an Oberlippe, Kinn und Wangen. Er kann zudem für andere empfindliche Körperpartien eingesetzt werden, wie z. B. Achselhöhlen, Bikinizone und schwer erreichbare Stellen.

Sanfte Behandlung



Sanft zu Ihrer Haut.

Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Lumea bietet dieser maximale Reichweite und einfache Bedienung.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für komfortable Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Kabellos

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Stromspannung: 100–240 V

Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/> 250.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Präzisionsaufsatz (2 cm²): Zur sicheren Anwendung im Gesicht

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Hochwertige Aufbewahrungstasche

Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Gesichtsbereiche: 1 Min.

