

PHILIPS

Sistema de depilación IPL

Lumea

Solo para uso corporal

15 minutos para las pantorrillas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

SC2001/01



Evita el crecimiento del vello

Eliminación del vello con IPL: disfruta de una piel suave todos los días

El sistema de depilación Philips Lumea IPL te ayuda a evitar el crecimiento del vello corporal. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen a tu piel suave como la seda todos los días.

Suavidad duradera

- Disfruta de una piel suave cada día
- Resultados garantizados sin esfuerzo

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar
- Tipos de vello y piel adecuados

Suave y eficaz, incluso en pieles sensibles

- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Zonas de aplicación

Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- No necesita piezas de repuesto

Destacados

Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que

tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y efectiva. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años realizamos una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1.500 voluntarios.

Aplicación suave



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Comodidad inalámbrica



El diseño sin cables de Lumea es ideal para usar en todas las zonas del cuerpo y en el momento que quieras.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Zonas de aplicación



Puede utilizarse con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo que están por debajo del cuello: piernas, axilas, cavado, brazos y abdomen.

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es eficaz cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para pieles muy oscuras.

Especificaciones

Energía

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona más de 80.000 pulsos

Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Piernas, Brazos, Axilas, Vientre, Bikini

Attachments

Accesorio para el cuerpo (3 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: DVD de demostración, Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Cargador: Cargador multivoltaje

Almacenamiento: Funda

Power

Tiempo de carga: 100 min.

Tiempo de funcionamiento: Mínimo 320 pulsos

Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Application mode

Paso y pulsación: Para el tratamiento de zonas curvas

Modo de aplicación

Uso con y sin cables: Inalámbrico

