

# PHILIPS

ルメア アドバンス

Lumea Advanced

からだ、顔、ビキニライン用

約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了

照射回数 約 25 万回（レベル 5 の時）

SC1998/70



## 2回\*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる\*光美容器「ルメア アドバンス」。素肌によってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。\*2017年フィリップス調べ

### 使うほど肌がなめらかに

- ・ なめらかな仕上がりが持続
- ・ ご自宅でのお手入れにも安心かつ効果的
- ・ 片手で簡単に操作が可能で使いやすい
- ・ さまざまな毛色・肌色に対応

### ボディ、顔、ビキニエリアを安全にすばやく効果的にお手入れ

- ・ 敏感なエリアにも安心で効果的
- ・ 大きな照射ウィンドウでお手入れ時間を短縮
- ・ 顔にも安心して使える顔用アタッチメント
- ・ 肌色センサー搭載
- ・ やさしくお手入れ
- ・ ビキニエリアの毛質に適したアタッチメント

### 簡単な手間で大きな自由を

- ・ 交換部品がないため、追加購入が不要
- ・ 使いやすく便利な連続照射モード／単回照射モード

# 特長

## 光美容器



フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10年以上の時間をかけ、2,000人以上の消費者に対して調査を行っています。

## なめらかな仕上がりが持続



フィリップスの光美容器ルメアシリーズは、皮膚科医と共同開発を行っています。また、10年以上にわたり、のべ2,000人以上の消費者に対して調査を行っています。

## 片手で簡単に操作が可能で使いやすい

2週間に一度のお手入れを4~5回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。

## 本製品使用に適した毛の色・肌の色



フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤

色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

## 照射エリア

顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のムダ毛ケアにも安心。

## 両脚のお手入れにかかる時間は約16分



大きな照射ウィンドウで、脚など広範囲のお手入れもすばやく

## 顔のうぶ毛ケアにも安心して使える

光フィルターが搭載されたプレジジョンアタッチメントを使うと、鼻の下、あご、頬など敏感な部分を保護しながらお手入れできます。

## ビキニエリア用アタッチメント

ビキニエリア特有の毛質にあわせて効果的にお手入れするためのビキニエリア専用アタッチメント。

## 肌色センサー



搭載済みの肌色センサーは、お手入れ開始時、またはお手入れ中に、肌の色を測定します。肌の色が濃すぎるためルメア エッセンシャルが対応できないことを検出すると、自動的に照射を停止します。

## やさしくお手入れ



肌にやさしい

## 交換部品なし



フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

## 連続照射モード／単回照射モード



メイン照射モードでは、スライドアクションが有効になり、より簡単にお手入れを継続できます。

## 光の強さは5段階

フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを5段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

# 仕様

## 電源

対応電圧: AC100~240 V (海外電圧対応可能)

## サービス

保証: 2年のグローバル本体保証

## 仕様

高性能ランプ: 約 25 万回照射可能

## 照射エリア

からだ: 腕, 脚, へそ, ビキニエリア, ワキ

顔: あご, もみあげ, 鼻下

## アタッチメント

顔用アタッチメント (2cm<sup>2</sup>): 顔のうぶ毛ケアにも安心

からだ用アタッチメント (4cm<sup>2</sup>): 首から下の部

## 分用

ビキニエリア用アタッチメント (2cm<sup>2</sup>): ビキニエリア専用

## 内容

取扱説明書: 取扱説明書

ストレージ: 収納ケース

アダプタ: 24V/1500mA

アクセサリ: 掃除用クロス

## 電源

コードでの使用: 有

## 調節可能な安心設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護

5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能

内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

スキントーンセンサー: ○

## 照射時間

ひざ下 (片側): 8 分

ワキ (片側): 1 分

ビキニエリア: 1 分

顔: 1 分

## 照射モード

連続照射モード/単回照射モード: 連続照射、単回照射が選べて使いやすい

コンセントに接続してもコードレスでも使用可能:

交流式

スタンプモード/フラッシュモード: からだのカーブにフィット

