

PHILIPS

ルメア アドバンス

Lumea Advanced

からだ用、顔用のアタッチメント付き

約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了

照射回数 約 25 万回（レベル 5 の時）

長めのコード

SC1997/70



3回のお手入れで最大85%のムダ毛が目立たない*光美容器

素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。*初回4~5週間の使用後、両脚での計測結果。結果は個人により異なります

使うほど肌がなめらかに

- ・ なめらかな仕上がりが持続
- ・ さまざまな毛色・肌色に対応

ボディと顔を安全にすばやく効果的にお手入れ

- ・ これ1台で全身お手入れ*5
- ・ 大きな照射ウィンドウでお手入れ時間を短縮
- ・ 顔にも安心して使える顔用アタッチメント
- ・ 肌色センサー搭載

簡単な手間で大きな自由を

- ・ 交換部品がないため、追加購入が不要
- ・ 使いやすく便利な連続照射モード／単回照射モード
- ・ 光の強さを 5 段階で調節

特長

なめらかな仕上がりが持続



2週間に1回のお手入れを続けていただくと、最長3か月*なめらかな肌が続きます。*12回のお手入れ後、フィリップス調べ

さまざまな毛色・肌色に対応



フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。


これ1台で全身お手入れ*



顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のムダ毛ケアにもご使用いただけます。*使用できない箇所：目

の周り、眉毛の周り、耳、乳首、乳輪、へそ内部、小陰唇、膣部、肛門。男性はこれらに加えて顔全体、男性器には使用しないでください。

大きな照射ウィンドウでお手入れ時間を短縮



大きな照射ウィンドウで、脚など広範囲のお手入れもすばやく

顔にも安心して使える顔用アタッチメント



光フィルターが搭載された顔用アタッチメントを使うと、鼻の下、あご、頬など敏感な部分を保護しながらお手入れできます。

肌色センサー



肌色センサーは、お手入れ開始時、またはお手入れ中に、肌の色を測定します。肌の色が濃すぎるためルメア エssenシャルが対応できないことを検出すると、自動的に照射を停止します。

交換部品がないため、追加購入が不要




フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

使いやすく便利な連続照射モード／単回照射モード



メイン照射モードでは、スライドアクションが有効になり、より簡単にお手入れを継続できます。

光の強さを5段階で調節



フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを5段階に調節できます。光美容器ルメアは、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れが自宅で簡単にできます。

仕様

電源

対応電圧: 100-240 V

サービス

保証: 2年のグローバル本体保証 + 90日以内の製品登録で1年間の延長保証

技術仕様

高性能ランプ: 照射回数 > 250,000回の照射

照射エリア

からだ: 腕, 脚, へそ, ビキニエリア, ワキ
顔: あご, もみあげ, 鼻下

アタッチメント

顔用アタッチメント (2cm²): 顔のうぶ毛ケアにも安心
からだ用アタッチメント (4cm²): 首から下の部分用

内容

取扱説明書: 取扱説明書
ストレージ: 収納ケース
アダプタ: 24 V / 1,500 mA
アクセサリ: 掃除用クロス

電源

コードでの使用: 有

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能
スキントーンセンサー: 肌の色合いの検出

照射時間

ひざ下 (片側): 8分
ワキ (片側): 1分
ビキニエリア: 1分
顔: 1分

アプリケーションモード

連続照射モード / 単回照射モード: 連続照射、単回照射が選べて使いやすい
コンセントに接続して使用可能: 交流式
スタンプモード / フラッシュモード: からだのカラーにフィット

