

PHILIPS

ルメア

Lumea

からだ用

約15分で両ひざ下のお手入れ完了

約10万回の照射が可能

コードレス設計

SC2001



ヨーロッパで4年連続No.1*1。2回で、実感*2。使うほどに、肌、なめらか。

ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*光美容器「ルメア」。

*1 出典：ユーロモニター 2010-2013 光美容器カテゴリ金額シェア(イギリス・オランダ・ドイツ・オーストリア・スイス・スペイン・フランス) *2 ルメア購入者77人による12週間のテストの結果。オランダフィリップス調べ。ただし、個人差があります。

長期間なめらかな肌が持続

- なめらかな仕上がりが持続
- カンタンなのにバツグンの効果

光美容器によるムダ毛ケア

- ご自宅での使用も快適で安心。
- 処理に適したムダ毛とお肌のタイプ

敏感なお肌にもやさしく効果的


- 光の強さを5段階で調節
- 照射エリア

簡単な手間で大きな自由を

- 便利なコードレスタイプ
- 交換部品なし

特長

長期間なめらかな肌が持続



フィリップスの光美容器ルメアは、弱い光を毛根に照射します。使用を続けると、ムダ毛は自然に抜け落ち再生が抑制されます。定期的にお手入れをすることで、ツルすべのお肌を保ちます。

カンタンなのにバツグンの効果



最適な効果を得るためには、2週間に1度以下の頻度でご使用いただき、ムダ毛が目立たなくなった後は4~6週間に1度の頻度でご使用ください。またなめらかな肌状態を保つためにも4~6週間に1度程度、またはお手入れが必要だと感じたときにご使用ください。

光美容器



フィリップスの光美容器ルメアは、エステティックサロンなどで使用されているIPL（インテンスパルスライト）と呼ばれる革新的な光を利用した

技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安全かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と連携して画期的な脱毛システムを開発しました。大規模な消費者リサーチに10年以上の時間をかけ、1,500人以上のボランティアにご協力いただいています。

肌にやさしい脱毛



フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを5段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

便利なコードレスタイプ



コードレス設計のため、気になる部分をいつでも必要なときにお手入れできます。

交換部品なし



フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

照射エリア



首から下のボディー（脚、ワキ、ビキニエリア、腕、お腹の部分）に安全にお使いいただけます。

処理に適したムダ毛とお肌のタイプ



フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

仕様

適用部位

からだ: 脚, 腕, ワキ, へそ, ビキニエリア

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護

5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能

内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

アプリケーションモード

ステップ&フラッシュ: からだのカーブにフィット

コンセントに接続して使用可能: コードレス

電源

充電時間: 100 分

対応電圧: AC100~240 V (海外電圧対応可能)

満充電時の照射可能回数: 約 320 回の照射

技術仕様

高性能ランプ: 約 8 万回照射可能

アタッチメント

からだ用アタッチメント (3cm²): 首から下の部分用

サービス

保証: 2 年のグローバル本体保証

品目

充電器: 海外使用対応充電器

取扱説明書: 使用説明 DVD, クイックスタートガイド, 取扱説明書

ストレージ: 収納ケース

アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 8 分

ワキ (片側): 1 分

ビキニエリア: 1 分

