

# PHILIPS

Sistema de eliminación  
de vello IPL

Lumea

Solo para uso en el cuerpo

15 minutos para medias piernas

Vida útil > 100 000 pulsos  
de luz

SC2001/00



## Inhibición del crecimiento del vello

Eliminación del vello IPL: disfruta de una piel suave cada día

El sistema Philips Lumea con luz pulsada para eliminar el vello hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Mediante ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, Philips Lumea IPL mantiene tu piel suave como la seda todos los días.

### **Suavidad duradera**

- Eficacia sin esfuerzo
- Disfruta de una piel suave a diario

### **Sistema de depilación con tecnología IPL**

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar
- Vello y tipos de piel adecuados

### **Suave y eficaz, incluso en la piel sensible**

- Cinco posiciones de energía de luz ajustables
- Zonas de aplicación

### **Máxima libertad, mínimas molestias**

- Comodidad inalámbrica
- No necesita piezas de repuesto

# Destacados

## Suavidad duradera




El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

## Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada pocas semanas. Los estudios clínicos realizados han demostrado que hay que repetir el tratamiento cada dos o cuatro semanas para conseguir un mejor mantenimiento de los resultados. No obstante, el tiempo transcurrido entre cada tratamiento puede aumentar en función del ritmo de crecimiento del vello.

## Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada

intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1500 voluntarios.

## Aplicación suave



Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Comodidad inalámbrica



El diseño sin cables de Lumea resulta perfecto para utilizarlo en las zonas del cuerpo que quieras y en el momento que quieras.

## No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo por debajo del cuello: piernas, axilas, línea del bikini, brazos y línea alba.

## Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel muy oscura.

# Especificaciones

## Potencia

Tensión: 100-240 V

## Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

## Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona más de 50.000 pulsos

## Zonas de aplicación

Cuerpo: Piernas, Brazos, Axilas, Vientre, Bikini

## Attachments

Accesorio para el cuerpo (3 cm<sup>2</sup>): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

## Piezas incluidas

Instrucciones de uso: DVD de demostración, Guía de inicio rápido, Manual del usuario  
Almacenamiento: Funda

## Items included

Cargador: Cargador multivoltaje

## Power

Tiempo de carga: 90 min  
Tiempo de funcionamiento: Mínimo 150 pulsos

## Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV  
Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

## Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min  
Axilas: 1 minuto  
Zona del bikini: 1 minuto

## Application mode

Paso y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

## Modo de aplicación

Uso con/sin cable: Sin cable

