

PHILIPS

 Product Picture

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea Essential

Til brug på kroppen og i ansigtet

16 minutter for at behandle
underbenene

>200.000 lysimpulser

Kompakt design med ledning

BRI861/00

Nem, langvarig hårreduktion

Philips Lumea Essential gør underværker for at forhindre ny hårvækst på kroppen og i ansigtet. Skånsomme lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
- Nyd glat hud hver dag
- Problemfri og effektiv
- Velegnet til forskellige hår- og hudtyper

Sikker og effektiv på ansigt og krop

- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- 25 % hurtigere, kortere behandlingstid*
- Hudfarvesensor
- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Skånsom behandling

Maksimal frihed, minimalt besvær

- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter


Vigtigste nyheder

IPL-teknologi




Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi kaldet IPL (Intense Pulsed Light), som stammer fra teknologien, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi til effektiv brug inden for dit eget hjem, sikre og komfortable rammer. Philips arbejder tæt sammen med hudeksperter for at udvikle denne teknologi. I mere end 10 år har Philips foretaget omfattende forbrugerundersøgelser vedrørende IPL-teknologi med mere end 2000 kvinder.

Nyd glat hud hver dag



Philips Lumea anvender skånsomme lysimpulser mod hårrøden. Som følge heraf reduceres mængden af hår, der vokser på kroppen, gradvist. Ved gentagne behandlinger bliver din hud smukt fri for hår og blød at røre ved.

Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlinger afhænger af individuel hårvækst. - Forstør dette billede ved at klikke på billedet i billedgalleriet øverst på siden

Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørk blond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Dette produkt egner sig heller IKKE til mørk hud.

Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til hårfjerning i ansigtet (overlæbe, hage) og fra forskellige kropszoner som ben, armhuler, bikiniområde, mave og arme.

Hudfarvesensor



For at yde ekstra sikkerhed måler den integrerede hudfarvesensor den behandlede hudfarve ved begyndelsen af hver behandling og af og til under behandlingen. Hvis den registrerer en hudfarve, som er for mørk for dette produkt, hører den automatisk op med at udsende impulser.

5 lysenergiindstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergiindstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

25 % hurtigere*



Større vindue med optimeret design giver hurtigere behandling og større synlighed*

Skånsom behandling



Skånsom mod din hud.

Slide and Flash-tilstand



Den primære anvendelsestilstand gør det muligt med glidende bevægelser. Det er mere bekvemt og gør anvendelsen mere flydende.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Face areas: Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Hudfarvesensor: Registrerer din hudfarve

Programtilstand

Slide and Flash: For nem bevægelseanvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på ujævne områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Med ledning

Strøm

Voltage: 100-240 V

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver > 200.000 blink

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Instructions for use: Brugervejledning

Adapter: 12V/550mA, 400V / 60W

Anvendelsestid

Underben: 8 min.

Armhule: 1,5 min.

Bikini line: 1,5 min.

Face areas: 2 min

