

PHILIPS

Фотоэпилятор IPL для
удаления волос

Lumea Advanced

Для лица, тела и области бикини

Обработка голени занимает
15 минут

<gt/> 250 000 вспышек

Ультрадлинный шнур



SC1999/00



Бережное удаление волос надолго

Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

Удаление волосков на длительный период с помощью технологии IPL

- Гладкая кожа каждый день
- Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях
- Эффективная эпиляция без усилий
- Подходит для большинства типов волос и кожи

Быстро, эффективно и безопасно для тела, лица и зоны бикини

- Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах
- Большое световое окошко для быстрого результата
- Насадка для лица обеспечивает дополнительную безопасность
- Встроенный датчик оттенка кожи
- Бережное воздействие
- Насадка для удаления волос в области бикини

Максимум свободы, минимум проблем

- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов
- Режим "Slide and Flash" для удобства использования


Особенности

Технология IPL



В основе работы фототрипатора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

Гладкая кожа каждый день



Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

Эффективная эпиляция без усилий

Clinical results after treatment: **example 1 (leg)**



Clinical results after treatment: **example 2 (bikini line)**



Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания

результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

Типы волос и кожи



Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фототрипаторы, Philips Lumea HE эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор HE подходит для темной кожи.

Области применения



Прибор подходит для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок и виски) и теле, например на ногах, животе и руках, в области подмышек и зоне бикини.

Быстрое удаление волос на ногах



Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи.

Усиленная защита лица



Благодаря дополнительному световому фильтру прибор можно использовать для удаления волос над верхней губой, на подбородке, щеках и других чувствительных участках лица.

Насадка для области бикини



Насадка для линии бикини для эффективного удаления волос в области бикини. Как правило, на этом участке растут более густые и толстые волосы, чем на ногах.

Датчик цвета кожи



Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

Характеристики

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот, Область бикини, Область подмышек

Участки лица: Подбородок, Бакенбарды, Верхняя губа

Безопасность и регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Датчик оттенка кожи: Определяет оттенок кожи

Режим применения

Подача вспышек при скольжении: Для удобства использования

Проводной / беспроводной режим работы:

Проводные

Подача вспышек при прижатии: Для сложных в обработке участков

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Питание от сети

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает > 250 000 вспышек

Аксессуары

Насадка для точечного удаления волос (2 см2): Для безопасного воздействия на кожу лица

Насадка для тела (4 см2): Для обработки областей ниже шеи

Насадка для области бикини (2 см2): Специальная обработка волос в области бикини

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года

В комплекте

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

Хранение: Чехол

Адаптер: 24 В/1500 мА

Аксессуары: Очищающая ткань

Время воздействия

Область бикини: 4 мин

Голень: 8 мин.

Подмышечная впадина: 1 мин.

Участки лица: 2 мин.

