

# PHILIPS

 Product Picture

IPL-  
Haarentfernungsgerät

Lumea Essential

Zur Anwendung am Körper und  
im Gesicht

22 Minuten für beide  
Unterschenkel

<gt/> 200.000 Lichtimpulse

Kompaktes Design mit Kabel

SC1983/00

## Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Essential vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper und im Gesicht vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

### **Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie**

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignet für unterschiedliche Haar- und Hauttypen

### **Sicher und effektiv im Gesicht und am Körper**

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Hauttonsensor
- Sanfte Behandlung

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Das kleinste und leichteste Gerät im Lumea Sortiment
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen


# Besonderheiten

## IPL-Technologie




Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung dieser Technologie sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

## Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

## Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte

Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Dieses Produkt ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

## Anwendungsbereiche

Gesichtshaare (Oberlippe und Kinn) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

## Hauttensensor



Für zusätzliche Sicherheit misst der integrierte Sensor den Hautton der zu behandelnden Haut am Anfang jeder Sitzung und von Zeit zu

Zeit während der Behandlung. Wenn ein Hautton erkannt wird, der zu dunkel für die Behandlung mit diesem Produkt ist, werden automatisch keine Lichtimpulse mehr ausgegeben.

## Sanfte Behandlung



Sanft zu Ihrer Haut.

## Kleinster und leichtester Lumea

Philips Lumea Essential ist das kleinste und leichteste Gerät der Lumea-Familie. Es ist leicht zu halten und erreicht ganz einfach alle Stellen, die Sie behandeln möchten.

## Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

## "Slide and Flash"-Modus



Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßigere Anwendung.

# Daten

## Anwendungsbereiche

**Körperbereiche:** Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

**Gesichtsbereiche:** Kinn, Koteletten, Oberlippe

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtenergieeinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

## Anwendungsmodus

**Schieben und blinken:** Zur einfachen Anwendung

**Schnurgebundene / schnurlose Verwendung:** Mit Kabel

**Stempel und Blitz:** Für die Behandlung kurviger Bereiche

## Leistung

**Spannung:** 100-240 V

## Technische Daten

**Hochleistungslampe:** Bietet > 200.000 Lichtimpulse

## Bedienung

**Gewährleistung:** 2 Jahre Garantie

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Adapter:** 24 V/1500 mA

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 11 Min.

**Achsel:** 1,5 Min.

**Bikinizone:** 1,5 Min.

**Gesichtsbereiche:** 2,5 Min.

