

# PHILIPS

IPL  
Haarentfernungssystem

Lumea

Nur zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide  
Unterschenkel

Lebensdauer >/>  
100.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design

SC2001/00



## Verhindert das Nachwachsen von Haaren

IPL Haarentfernung: für langanhaltend glatte Haut

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am ganzen Körper vorzubeugen. Mit sanften Lichtimpulsen sorgt Philips Lumea IPL bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

### **Lang anhaltend glatte Ergebnisse**

- Einfach wirksam
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

### **Haarentfernung mit IPL-Technologie**

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignete Haar- und Hauttypen

### **Sanft und effektiv, selbst bei empfindlicher Haut**


- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Anwendungsgebiete

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile notwendig

# Besonderheiten

## Lang anhaltend glatte Ergebnisse



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

## Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien zeigen deutlich weniger Haare nach nur zwei Behandlungen im Abstand von zwei Wochen. Optimale Ergebnisse wurden im Allgemeinen nach vier bis fünf Behandlungen im Abstand von zwei Wochen erzielt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach im Abstand von mehreren Wochen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Laut klinischer Studien werden beste Ergebnisse erzielt, wenn die Behandlung alle zwei bis drei Wochen wiederholt wird, wobei der Zeitraum zwischen den Behandlungen je nach Haarwachstum auch größer sein kann.

## IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons

zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des bahnbrechenden Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 1.500 Freiwilligen durchgeführt.

## Sanfte Anwendung



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

## Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Lumea können Sie die gewünschten Körperpartien behandeln wann immer Sie möchten.

## Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

## Anwendungsgebiete



Körperhaar an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

# Daten

## Anwendungsbereiche

**Körperbereiche:** Beine, Arme, Achselhöhlen, Bauch, Bikini

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

## Anwendungsmodus

**Schritt und Blitzen:** Für die Behandlung kurviger Bereiche

**Mit Kabel/kabellos:** Kabellos

## Leistung

**Ladezeit:** 90 Minuten

**Stromspannung:** 100-240 V

**Betriebszeit:** Min. 150 Lichtimpulse

## Technische Daten

**Hochleistungs-Lampe:** Bietet <gt/> 50.000 Lichtimpulse

## Aufsätze

**Körperaufsatz (3 cm<sup>2</sup>):** Für den Gebrauch unterhalb des Halses

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Garantie

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Demo-DVD, Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

**Ladegerät:** Multispannungs-Ladegerät

**Lagerung:** Aufbewahrungsetui

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 8 Min.

**Achselhöhle:** 1 Min.

**Bikinizone:** 1 Min.

