

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea Comfort

Zur Anwendung am Körper und
im Gesicht

22 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer <gt/>
100.000 Lichtimpulse

Kompaktes Design mit Kabel



Product Picture

SC1982/00



Kompakte IPL-Lösung

verhindert das Nachwachsen von Haaren – für glatte Haut

Das Philips Lumea Comfort IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und auf dem Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig glatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Einfach wirksam
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause

Kompaktestes Lumea Design

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Das kleinste und leichteste Gerät im Lumea Sortiment

Sicher und effektiv im Gesicht und am Körper

- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Sensor für Hautfarbe
- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung
- Geeignet für unterschiedliche Haar- und Hauttypen


Besonderheiten

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. – Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur

Entwicklung dieser Technologie sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Geeignete Haar- und Hauttypen

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau					
	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4	✓	✓	✓	✓	✗	✗
5	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea Comfort ist, wie auch andere lichtbasierte Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren nicht effektiv. – Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Anwendungsbereiche



Gesichtshaare (Oberlippe und Kinn) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

5 Lichtintensitätseinstellungen




Philips Lumea Comfort bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Sensor für Hautfarbe



Der einzigartige Sensor für die Hautfarbe misst den Farbton der zu behandelnden Haut am Anfang jeder Sitzung und von Zeit zu Zeit während der Behandlung. Wenn ein Hautton erkannt wird, der zu dunkel für die Behandlung mit Lumea Comfort ist, werden keine Lichtimpulse mehr ausgegeben.

"Slide and Flash"-Modus



Lumea Comfort ermöglicht eine gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßigere Anwendung.

Kleinster und leichtester Lumea

Philips Lumea Comfort ist das kleinste und leichteste Gerät der Lumea-Familie. Es ist leicht zu halten und erreicht ganz einfach alle Stellen, die Sie behandeln möchten.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea Comfort ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtenergieeinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

Anwendungsmodus

Schieben und blinken: Zur einfachen Anwendung

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Schnurgebundene / schnurlose Verwendung: Mit Kabel

Leistung

Spannung: 100–240 V

Technische Daten

Hochleistungslampe: Bietet <gt/> 100.000 Lichtimpulse

Consumer Trade Item

Height: 8.95

Width: 18.2

Length: 18.375

Net Weight: 0.375

Gross Weight: 0.612

GTIN: 8710103673941

Country of origin: IL

Harmonized system code: 85437090

Außenkarton

Height: 21.5

Width: 32

Length: 38.5

Net Weight: 2.25

Gross Weight: 4.405

GTIN: 18710103673948

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Sonstiges

Height: 212.2

Width: 120

Length: 80

GTIN: 68710103704630

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

Adapter: 12V/1500 mA

Anwendungszeit

Unterschenkel: 11 Min.

Achsel: 1,5 Min.

Bikinizone: 1,5 Min.

Gesichtsbereiche: 2,5 Min.

