

PHILIPS

Zestaw do depilacji
światłem (IPL)

Lumea

Do użycia wyłącznie na ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

Żywotność: > 100 000
impulsów światła

Bezprzewodowa konstrukcja

SC2001/01



Zapobiegaj odrastaniu włosów

Depilacja światłem (IPL) — gładka skóra każdego dnia

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na całym ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwała gładkość

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku

Usuwanie owłosienia dzięki technologii IPL

- Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu
- Odpowiednie typy skóry i włosów

Łagodne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry

- Pięć regulowanych ustawień energii świetlnej
- Obszary zastosowania

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak konieczności wymiany części

Zalety

Długotrwała gładkość



Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a ich odrastanie zostaje wstrzymane. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku



Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po zaledwie dwóch zabiegach (w dwutygodniowym odstępie). Przy tej częstotliwości zabiegów optymalne rezultaty można uzyskać po upływie 4–5 tygodni. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy powtarzać zabiegi co 4–6 tygodni. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light,

IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy rozległe badania konsumenckie z udziałem ponad 1500 ochotników.

Delikatne działanie



Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień energii świetlnej, które zapewniają delikatne, a jednocześnie skuteczne usuwanie owłosienia. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i łagodne — można je stosować również na wrażliwej skórze i delikatnych częściach ciała.

Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie



Dzięki wyjątkowej, bezprzewodowej konstrukcji urządzenia Lumea można usuwać włosy z wybranych obszarów w dowolnej chwili.

Brak konieczności wymiany części



Urządzenie Philips Lumea to kompletne rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po rozpakowaniu. Warto wspomnieć, że produkt nie wymaga używania wymiennych lamp ani żeli.

Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do usuwania owłosienia z obszarów poniżej linii szyi: nóg, pach, okolic bikini, ramion czy brzucha.

Odpowiednie typy skóry i włosów



Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rude, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Dane techniczne

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Nogi, Ramiona, Pachy, Brzuch, Okolice bikini

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Sieć bezprzewodowa

Zasilanie

Napięcie: 100–240 V

Czas ładowania: 100 min

Czas działania: Min. 320 błysków

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza ponad 80 000 błysków

Nasadki

Nasadka do ciała (3 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Prezentacyjna płyta DVD, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa

Przechowywanie: Pokrowiec

Czas aplikacji

Podudzie: 8 min

Pacha: 1 min

Linia bikini: 1 min

