

# PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem

Lumea Prestige

Ciało, twarz i okolice bikini

Zabieg na dolnych partiach nóg:  
15 min

<gt/> 250 000 błysków światła

Działanie bezprzewodowe

SC2009/00



## Ciesz się beztrudną gładką skórą\*

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea Prestige to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na twarzy i na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

### **Długotrwałe usuwanie włosów dzięki technologii IPL**

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez zbędnego wysiłku
- Urządzenie dostosowane do bezpiecznego i przynoszącego efekty użytku domowego
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

### **Łagodne i skuteczne działanie – ciało, twarz i okolice bikini**

- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi
- Nasadka do twarzy zapewniająca bezpieczeństwo podczas stosowania na twarzy
- Nasadka do precyzyjnych zabiegów w okolicach bikini
- Delikatny zabieg

### **Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku**

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów
- Pięć regulowanych ustawień energii światła


# Zalety

## Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 ochotników i ochotniczek.

## Ciesz się gładką skórą każdego dnia



Philips Lumea dostarcza do korzenia włosa delikatne impulsy światła, dzięki czemu stopniowo zmniejsza liczbę rosnących włosów. Powtarzanie zabiegów pozwala uzyskać piękną, gładką skórę bez owłosienia.

## Skuteczność bez zbędnego wysiłku

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nasze badania kliniczne wykazały znaczną redukcję owłosienia, pozwalającą na uzyskanie idealnie gładkiej skóry w czasie zaledwie czterech codwutygodniowych sesji. Aby utrzymać ten efekt, wystarczy w razie potrzeby powtórzyć zabieg. Czas pomiędzy depilacjami może się różnić, zależnie od indywidualnej

szybkości wzrostu włosów. – W celu powiększenia zdjęcia, wystarczy kliknąć obraz w galerii obrazów na górze strony

## Odpowiednie typy skóry i włosów




Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rude, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

## Obszary zastosowania

Urządzenia można bez obaw używać do usuwania włosów z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i bokobrodów) i różnych obszarów ciała, w tym nóg, pach, okolic bikini, brzucha i ramion.

## Szybkie zabiegi na nogach



Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi na większych obszarach ciała, takich jak nogi.

## Większe bezpieczeństwo skóry twarzy



Nasadka do ciała jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany, wbudowany filtr światła, który umożliwia bezpieczne i wygodne stosowanie na obszarze nad górną wargą oraz na podbródka i bokobrodach. Nasadki można również używać w innych wrażliwych miejscach ciała, na przykład pod pachami i w miejscach trudno dostępnych.

## Nasadka do okolic bikini



Nasadka do okolic bikini zapewnia skuteczność zabiegów na tym obszarze ciała. Włosy w tym miejscu są zwykle mocniejsze i grubsze niż włosy na nogach.

## Delikatny zabieg



Działanie łagodne dla skóry.

# Dane techniczne

## Obszary poddawane zabiegowi

**Obszary ciała:** Ramiona, Nogi, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

**Obszary twarzy:** Podbródek, Bokobrody, Górna warga

## Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

**Wbudowany filtr UV:** Ochrona skóry przed promieniami UV

**Pięć ustawień energii światła:** Możliwość dostosowania do typu skóry

**Wbudowany system bezpieczeństwa:** Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

## Tryb aplikacji

**Tryb przesunięcia i błysku:** Wygodne przeprowadzanie zabiegów

**Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:** Sieć

beprzewodowa

**Tryb przyłożenia i błysku:** Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

## Zasilanie

**Napięcie:** 100–240 V

**Czas ładowania:** 100 min

**Czas działania:** Minimum 370 błysków

## Dane techniczne

**Wysokowydajna lampa:** Ponad 250 000 błysków

## Wyposażenie dodatkowe

**Nasadka do ciała (4 cm<sup>2</sup>):** Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

**Nasadka do okolic bikini (2 cm<sup>2</sup>):** Do

specjalnych zabiegów w okolicach bikini

**Nasadka do twarzy (2 cm<sup>2</sup>):** Do bezpiecznego stosowania na twarzy

## Serwis

**Gwarancja:** 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

## Elementy wchodzące w skład zestawu

**Instrukcja obsługi:** Instrukcja obsługi

**Ładowarka:** Ładowarka wielonapięciowa

**Przechowywanie:** Elegancki pokrowiec

**Akcesorium:** Szmata do czyszczenia

## Czas aplikacji

**Podudzie:** 8 min

**Pacha:** 1 min

**Linia bikini:** 1 min

**Obszary twarzy:** 1 min

