

# PHILIPS

IPL sustav za  
uklanjanje dlačica

Lumea

Za uporabu samo na tijelu

15 minuta za tretman  
potkoljenica

Vijek trajanja >100.000  
impulsa

Bežični dizajn

SC2001/01



## Spriječite ponovni rast dlačica

IPL uklanjanje dlačica: uživajte u glatkoj koži svaki dan

IPL sustav za uklanjanje dlačica Philips Lumea izuzetno djelotvorno sprječava ponovno pojavljivanje dlačica na cijelom tijelu. Nježni svjetlosni impulsi uz redovitu primjenu održavaju vašu kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

### Dugotrajna glatkoća

- Uživajte u glatkoj koži svaki dan
- Učinkovitost bez napora

### Uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma
- Odgovarajući tip dlačica i kože

### Nježna i učinkovita primjena, čak i na osjetljivoj koži


- Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti
- Područja primjene

### Najviše slobode, najmanje gnjavaže

- Bežična praktičnost
- Nisu potrebni zamjenski dijelovi

## Istaknute značaj.

### Dugotrajna glatkoća



Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.

### Učinkovitost bez napora



Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo dva tretmana svaka dva tjedna, a optimalni su rezultati bez dlačica postignuti nakon četiri do pet tretmana svaka dva tjedna. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman svaka četiri do šest tjedana. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.

### IPL tehnologija



Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo

visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 1500 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

### Nježna primjena



Philips Lumea ima pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti kako bi se osigurao nježan, ali učinkovit tretman. Ako se upotrebljava na odgovarajući način, IPL tretman aparatom Philips Lumea siguran je i nježan čak i na osjetljivoj koži i osjetljivim dijelovima tijela.

### Bežična praktičnost



Jedinstven bežični dizajn aparata Lumea savršen je za tretman željenih područja kada god to poželite.

### Nisu potrebni zamjenski dijelovi



Philips Lumea cjelovito je rješenje koje je spremno za uporabu čim ga raspakirate. Još važnije, ne zahtijeva zamjenske žarulje niti upotrebu gelova za brijanje.

### Područja primjene



S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje dlačica s dijelova tijela ispod linije vrata: s nogu, pazuha, bikini područja, ruku i trbuha.

### Odgovarajući tip dlačica i kože



Philips Lumea učinkovito djeluje na (prirodne) tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Philips Lumea NE djeluje učinkovito na crvene, svjetlije plave niti sijede dlačice. Philips Lumea NIJE pogodan za uporabu na vrlo tamnoj koži.

# Specifikacije

## Područja primjene

**Tijelo:** Noge, Ruke, Pazusi, Trbuh, Bikini područje

## Sigurnost i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filtar:** Štiti kožu od UV zračenja

**5 postavki jačine svjetlosti:** Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

**Integrirani sigurnosni sustav:** Sprječava nehote odašiljanje svjetlosnih impulsa

## Način primjene

**"Step and Flash":** Za primjenu na koži na pregibima

**Žično/bežično:** Bežični

## Napajanje

**Napon:** 100 – 240 V

**Vrijeme punjenja:** 100 min

**Radno vrijeme:** Min. 320 svjetlosnih impulsa

## Tehničke specifikacije

**Snažna žarulja:** odašilje <gt/> 80.000 svjetlosnih impulsa

## Nastavci

**Nastavak za tijelo (3 cm2):** Za uporabu ispod linije vrata

## Servis

**Jamstvo:** Međunarodno 2-godišnje jamstvo

## Predmeti u kompletu

**Upute za uporabu:** Demonstracijski DVD, Kratke upute za korištenje, Upute

**Punjač:** Višenaponski punjač

**Pohrana:** Torbica

## Vrijeme primjene

**Potkoljenica:** 8 min

**Pazusi:** 1 min

**Bikini linija:** 1 min

