

PHILIPS

Σύστημα αφαίρεσης
τριχοφυΐας με IPL

Lumea Comfort

Για χρήση στο σώμα και το
πρόσωπο

22 λεπτά για αποτρίχωση στις
γάμπες

Διάρκεια ζωής >100.000 παλμοί
φωτός

Μικρό μέγεθος, με καλώδιο

SC1981/00



Η λύση IPL σε πρακτικό μέγεθος

που εμποδίζει την τριχοφυΐα και προσφέρει απαλή επιδερμίδα

Το σύστημα αποτρίχωσης Philips Lumea Comfort IPL κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας στο σώμα και το πρόσωπο. Οι ήπιοι παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρούν το δέρμα σας μεταξένια απαλό.

Απαλότητα που διαρκεί

- Ανώδυνα αποτελεσματικό
- Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Αποτρίχωση με την τεχνολογία IPL

- Ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή οικιακή χρήση

Το πιο πρακτικό μοντέλο Lumea


- Χωρίς ανταλλακτικά εξαρτήματα, χωρίς κρυμμένα κόστη
- Η μικρότερη και ελαφρύτερη συσκευή της σειράς Lumea

Ασφαλές και αποτελεσματικό σε σώμα και πρόσωπο

- Πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός
- Ασφαλές και αποτελεσματικό ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές
- Αισθητήρας χρώματος του δέρματος
- Λειτουργία Slide and Flash για ευκολότερη εφαρμογή
- Κατάλληλο για διάφορους τύπους τρίχας και δέρματος

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα



Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική πτώση των τριχών και την αναστολή επανεμφάνισης της τριχοφυΐας. Η τακτική επανάληψη της διαδικασίας θα διατηρήσει το δέρμα σας απαλό κάθε μέρα.

Ανώδυνα αποτελεσματικό

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις συνεδρίες, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επανεμφάνιση της τρίχας σε κάθε άτομο. - Για να μεγεθύνετε αυτήν την εικόνα, επιλέξτε την στη συλλογή εικόνων στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας

Τεχνολογία IPL



Η συσκευή Lumea Comfort της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού σας. Για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, η Philips συνεργάστηκε στενά με ειδικούς στη φροντίδα του δέρματος. Για

περισσότερα από 10 χρόνια, η Philips διεξήγαγε εκτενείς έρευνες καταναλωτών στην τεχνολογία IPL με περισσότερες από 2.000 γυναίκες.

Κατάλληλοι τύποι τρίχας και δέρματος

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Light blonde	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	2	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	4	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blonde	6	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Η συσκευή Lumea Comfort της Philips λειτουργεί αποτελεσματικά σε (φυσικά) σκούρες ξανθές, καστανές και μαύρες τρίχες. Όπως και με άλλες μεθόδους αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως, η συσκευή Lumea Comfort DEN είναι αποτελεσματική σε κόκκινες, ανοιχτές ξανθές ή λευκές/γκρίζες τρίχες. - Για να μεγεθύνετε αυτήν την εικόνα, επιλέξτε την στη συλλογή εικόνων στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας

Περιοχές εφαρμογής



Χρησιμοποιήστε την άφοβα για την αφαίρεση τριχών στο πρόσωπο (άνω χείλος, πηγούνι) και σε μέρη του σώματος, όπως πόδια, μασχάλες, περιοχή του μπικίνι, κοιλιά και χέρια.

5 ρυθμίσεις έντασης φωτός



Η συσκευή Lumea Comfort της Philips διαθέτει πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός για να εξασφαλίσετε ήπια αλλά αποτελεσματική θεραπεία. Η σωστή χρήση της μεθόδου αποτρίχωσης IPL Lumea της Philips είναι ασφαλής και με ήπια δράση για χρήση ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα και ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Αισθητήρας χρώματος του δέρματος



Ο μοναδικός αισθητήρας χρώματος του δέρματος ανιχνεύει το χρώμα του δέρματος στην αρχή κάθε συνεδρίας αλλά και περιστασιακά στη διάρκεια της συνεδρίας. Αν ανιχνεύσει πολύ σκούρο φωτότυπο δέρματος για το Lumea Comfort, διακόπτει αυτόματα την εκπομπή παλμών.

Λειτουργία Slide and Flash



Χρησιμοποιήστε το Lumea Comfort με συρόμενη κίνηση για πιο πρακτική και συνεχή εφαρμογή.

Η μικρότερη και ελαφρύτερη Lumea

Η συσκευή Lumea Comfort της Philips διαθέτει το μικρότερο μέγεθος και βάρος από όλα τα προϊόντα της σειράς Lumea. Είναι εύκολο στο κράτημα και φτάνει με άνεση όλες τις περιοχές που θέλετε να αποτρίχωσετε.

Δεν απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα



Η συσκευή Lumea Comfort της Philips είναι μια ολοκληρωμένη λύση, έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται ανταλλακτικές κεφαλές (φλας) ή ζελέ.

Προδιαγραφές

Περιοχές εφαρμογής

Περιοχές σώματος: Χέρια, Πόδια, Κοιλιά, Μπικίνι, Μασχάλες

Περιοχές προσώπου: Πιγούνι, Φαβορίτες, Άνω χείλος

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον φωτότυπο του δέρματος

Τρόπος χρήσης

Slide and Flash (Εκπομπή φωτός με συρόμενη

κίνηση): Εύκολη εφαρμογή με συνεχόμενη κίνηση

Step & Flash: Για θεραπεία σε περιοχές με καμπύλες

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Ενσύρματο

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Παρέχει <gt/> 100.000 εκπομπές φωτός

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Οδηγός γρήγ. έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης

Προσαρμογέας: 12V / 1500mA

Χρόνος εφαρμογής

Γάμπα: 11 λεπτά

Μασχάλη: 1,5 λεπτά

Γραμμή μπικίνι: 1,5 λεπτά

Περιοχές προσώπου: 2,5 λεπτά

