

# PHILIPS

Система за обезкосмяване  
с фотоепилация

Lumea

За употреба само върху тяло

15 минути за долната част на  
краката

Живот > 100 000 светлинни  
импулса

Безкабелен дизайн

SC2001/01



## Спрете повторното израстване на косми

Обезкосмяване с фотоепилатори: наслаждавайте се на гладка кожа всеки ден

Системата Philips Lumea за обезкосмяване с фотоепилация прави чудеса за спиране на повторния растеж на космите по цялото тяло. Леките светлинни импулси, прилагани редовно, запазват кожата копринено гладка всеки ден.

### Дълготрайна гладкост

- Радвайте се на гладка кожа всеки ден
- Ефективно без усилия

### Обезкосмяване с фотоепилация

- Адаптирана за безопасно използване в комфорта на собствения ви дом
- Подходящите типове кожа и окосмяване

### Нежно и ефикасно дори за чувствителна кожа

- Пет регулируеми настройки за интензивност на светлината
- Зони на третиране

### Максимална свобода, без усилия

- Удобство без кабел
- Няма нужда от резервни части

## Акценти

### Дълготрайна гладкост



Philips Lumea излъчва леки светлинни импулси в корена на косъма. Вследствие на това косъмът пада по естествен начин и повторното му израстване се потиска. Редовното третиране поддържа кожата ви гладка всеки ден.

### Ефективно без усилия



Нашите клинични изследвания показаха значително намаляване на окосмяването след съвсем кратък период на третиране - едва 2 процедури през 2 седмици, а оптимален резултат без никакво окосмяване се получи след 4 до 5 процедури през 2 седмици. За да поддържате тези резултати, просто повтаряйте процедурите на всеки 4 до 6 седмици. Времето между процедурите може да варира в зависимост от индивидуалното повторно израстване на космите.

### Фотоепилация



Philips Lumea използва иновационната технология със светлина, наречена IPL (интензивна импулсна светлина), която използват и професионалните

салони за красота. Philips адаптира тази технология за безопасно и ефикасно използване в комфорта на собствения ви дом. Philips създаде тази революционна система за премахване на окосмяване в тясно сътрудничество с водещи дерматолози. Повече от 10 години ние провеждахме задълбочени проучвания сред потребителите, в които участваха над 1500 доброволци.

### Нежно третиране



Philips Lumea има 5 регулируеми настройки за интензивност на светлината, за да гарантира нежно, но ефикасно третиране. Ако уредът се използва правилно, процедурите с Philips Lumea са безопасни и нежни дори върху чувствителна кожа и в чувствителните места на тялото.

### Удобство без кабели



С уникалния си дизайн без кабели, Lumea е идеална за третиране на зоните, които желаете, когато пожелаете.

### Няма нужда от резервни части



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea е цялостно решение, което е готово за използване веднага щом го извадите от кутията. И което е по-важно, не изисква подмяна на лампи, нито използване на гелове.

### Зони на третиране



Използвайте смело за премахване на окосмяване по тялото от врата надолу: крака, подмишници, бикини линия, ръце и корем.

### Подходящите типове кожа и окосмяване



Philips Lumea работи ефикасно върху (естествено) тъмнорусо, кестеняво и черно окосмяване. Както и останалите третираня със светлина, Philips Lumea HE е ефикасна върху червено, светлорусо, или бяло/сиво окосмяване. Освен това Philips Lumea HE е подходяща за много тъмна кожа.

# Спецификации

## Зони на приложение

**Зони на тялото:** Крака, Ръце, Мишници, Корем, Бикини линия

## Безопасност и регулируеми настройки

**Вграден UV филтър:** Предпазва кожата от UV светлината

**5 настройки за светлинната енергия:** Регулируеми според вашия тип кожа

**Вградена система за безопасност:** Предотвратява случайното генериране на импулс

## Режим на приложение

**Поставяне и генериране на импулс:** За третиране на зони с извивки

**Употреба с кабел/без кабел:** Безжични

## Захранване

**Волтаж:** 100 – 240 V

**Време за зареждане:** 100 мин

**Време за работа:** Мин. 320 импулса

## Технически спецификации

**Лампа с високи работни характеристики:** Генерира <gt/> 80 000 импулса

## Приставки

**Приставка за тяло (3 кв.см):** Използва се от врата надолу

## Сервизно обслужване

**Гаранция:** 2 години световна гаранция

## Включени артикули

**Инструкции за употреба:** DVD с демонстрация, Ръководство за бърз старт, Ръковод. за потребителя  
**Зарядно устройство:** Работи с напреженията в цял свят

**Съхранение:** Калъф

## Време на приложение

**Долна част на крака:** 8 мин

**Подмишница:** 1 мин

**Бикини линия:** 1 мин

