

PHILIPS

IPL sustav za
uklanjanje dlačica

Lumea Comfort

Za uporabu na tijelu i licu

22 minute za tretman
potkoljenica

Vijek trajanja <gt/>100.000
impulsa

Kompaktan bežični dizajn

SC1981/00



Kompaktno IPL rješenje

za glatku kožu i sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica

IPL sustav za uklanjanje dlačica Philips Lumea Comfort izuzetno djelotvorno sprječava ponovno pojavljivanje dlačica na licu i tijelu. Nježni svjetlosni impulsi uz redovitu primjenu održavaju vašu kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajna glatkoća

- Učinkovitost bez napora
- Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Najkompaktniji dizajn Lumea


- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova
- Najmanji i najlakši uređaj iz asortimana Lumea

Sigurno i učinkovito za lice i tijelo

- Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti
- Siguran i učinkovit čak i na osjetljivim područjima
- Senzor nijanse kože
- Način rada "Slide and Flash" za praktičniju primjenu
- Prikladno za razne tipove dlačica i kože

Istaknute znač.

Uživajte u glatkoj koži svaki dan



Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.

Učinkovitost bez napora

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica. – Kako biste povećali sliku, pritisnite sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

IPL tehnologija



Lumea Comfort Philips upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light – pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za učinkovitu uporabu u sigurnosti i udobnosti vašeg doma. Razvijajući ovu tehnologiju, tvrtka Philips usko je surađivala sa stručnjacima za njegu kože. Više

od 2000 žena sudjelovalo je u opsežnom istraživanju IPL tehnologije koje smo provodili više od 10 godina.

Odgovarajući tip dlačica i kože

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Black	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark brown	2	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	4	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	5	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	6	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Lumea Comfort tvrtke Philips učinkovito djeluje na (prirodne) tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Lumea Comfort NE djeluje učinkovito na crvene, svjetlije plave niti sijede dlačice. – Kako biste povećali sliku, pritisnite sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Područja primjene



S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje dlačica s lica (s gornje usnice i brade) i dijelova tijela poput nogu, pazuha, bikini područja, trbuha i ruku.

5 postavki jačine svjetlosti



Philips Lumea Comfort ima pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti kako bi se osigurao nježan, ali učinkovit tretman. Ako se upotrebljava na odgovarajući način, IPL tretman aparatom Philips Lumea siguran je i nježan čak i na osjetljivoj koži i osjetljivim dijelovima tijela.

Senzor nijanse kože



Jedinstveni senzor nijanse kože mjeri ten tretirane kože na početku svake sesije, a ponekad i za vrijeme sesije. Ako prepozna nijansu koja je previše tamna za Lumea Comfort, automatski će prestati s emitiranjem pulsova.

Način rada "Slide and Flash"



Lumea Comfort omogućuje klizni pokret za praktičniju i kontinuiranu primjenu.

Najmanji i najlakši uređaj serije Lumea

Lumea Comfort tvrtke Philips najmanji je i najlakši uređaj iz asortimana Lumea. Dobro leži u ruci i jednostavno doseže sva područja koja želite tretirati.

Nisu potrebni zamjenski dijelovi



Philips Lumea Comfort cjelovito je rješenje koje je spremno za uporabu čim ga raspakirate. Još važnije, ne zahtijeva zamjenske žarulje niti uporabu gelova za brijanje.

Specifikacije

Područja primjene

Tijelo: Ruke, Noge, Trbuh, Bikini područje, Pazusi

Lice: Brada, Zalisci, Gornja usnica

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehote odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože

Način primjene

"Slide and Flash": Za primjenu jednostavnim pokretom

"Step and Flash": Za primjenu na koži na prebima

Žično/bežično: Žični

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje <math>< /math>100.000 svjetlosnih impulsa

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Kratke upute za korištenje,

Upute

Adapter: 12 V / 1500 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 11 min

Pazusi: 1,5 min

Bikini linija: 1,5 min

Lice: 2,5 min

