

PHILIPS

 Product Picture

IPL – uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Advanced

Za uporabu na tijelu

15 minuta za tretman
potkoljenica

>250.000 svjetlosnih
impulsa

Izuzetno dugačak kabel

SC1995/00

Nježno i dugotrajno smanjenje dlačica

Philips Lumea Advanced čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajno uklanjanje dlačica uz pomoć IPL tehnologije

- Uživajte u glatkoj koži svaki dan
- Prilagodeno sigurnoj i učinkovitoj uporabi kod kuće
- Učinkovitost bez napora
- Pogodan za razne tipove dlačica i kože

Sigurno, brzo i učinkovito na tijelu

- Za uporabu na tijelu
- Veliki prozor za brzu primjenu
- Nježan tretman

Najviše slobode, najmanje gnjavaže

- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova
- Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti
- Način rada "Slide and Flash" za praktičniju primjenu

Istaknute znač.

IPL tehnologija



Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. Kao posljedica toga, količina dlačica koje izrastaju na tijelu postepeno se smanjuje. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica.

Učinkovitost bez napora

Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana (po jedan svaka dva tjedna), a rezultat je glatka

koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica. – Kako biste povećali sliku, pritisnite sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Odgovarajući tip dlačica i kože



Lumea tvrtke Philips učinkovito djeluje na (prirodne) tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Lumea tvrtke Philips NE djeluje učinkovito na crvene, svjetlije plave niti sijede dlačice. Osim toga, ovaj proizvod NIJE pogodan za uporabu na tamnoj koži.

Područja primjene

S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje dlačica s dijelova tijela ispod linije vrata: s nogu, pazuha, bikini područja, ruku i trbuha.

Brz tretman nogu

Veliki prozor za brzu primjenu i primjenu na velikim područjima kao što su noge.

Nježan tretman

Nježno za kožu.

Nisu potrebni zamjenski dijelovi



Philips Lumea cjelovito je rješenje koje je spremno za uporabu čim ga raspakirate. Još važnije, ne zahtijeva zamjenske žarulje niti upotrebu gelova za brijanje.

Način rada "Slide and Flash"



Glavni način primjene omogućuje klizni pokret za praktičniju i kontinuiranu primjenu.

Pet razina jačine svjetlosti

Philips Lumea ima pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti kako bi se osigurao nježan, ali učinkovit tretman. Ako se upotrebljava na odgovarajući način, IPL tretman aparatom Philips Lumea siguran je i nježan čak i na osjetljivoj koži i osjetljivim dijelovima tijela.

Specifikacije

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje <gt/> 250.000 svjetlosnih impulsa

Područja primjene

Tijelo: Ruke, Noge, Trbuh, Bikini područje, Pazusi

Nastavci

Nastavak za tijelo (4 cm²): Za uporabu ispod linije vrata

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Pohrana: Torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Dodatna oprema: Krpica za čišćenje

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8 min

Pazusi: 1 min

Bikini linija: 2 min

Način primjene

"Slide and Flash": Za praktičnu primjenu

Žično/bežično: Žični

"Stamp and Flash": Za primjenu na koži na pregibima

