

PHILIPS

IPL epilátor na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea IPL 7000 Series

5 manuálnych nastavení
intenzity

Ošetrovanie dolnej časti nôh za 15
min.

Aplikácia Lumea IPL

Extra dlhý kábel



SC1997/00



Užívajte si 12 mesiacov hodvábne hladkú pokožku
bez chĺpkov.*

Najmenej 85 % redukcia chĺpkov po 3 ošetreniach**

Získajte hladkú pokožku bez chĺpkov s našou sériou Lumea IPL 7000. Ošetrenia sú šetrné a účinné vďaka nastaveniam pre každú oblasť tela.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť
- Ošetrujte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky
- Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na tvár a telo s 2 nastaveniami
- Vhodné pre širokú škálu odtieňov pleti a farieb chĺpkov

Personalizované ošetrovanie epiláciou IPL

- Optimalizujte si rutinné ošetrovanie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL
- Senzor tónu pokožky a 5 nastavení intenzity


Hlavné prvky

2 špecializované nadstavce




Rôzne hlavice na telo a tvár pracujú rýchlo a presne a umožňujú šetrné používanie aj na citlivých miestach. Nastavec na tvár má integrovaný svetelný filter na presné ošetrenie.

Aplikácia Philips Lumea IPL



Naša bezplatná tréningová aplikácia vám pomôže naplánovať a dodržiavať plán ošetrenia a potom vás krok za krokom prevedie každým ošetrením. Stiahlo si ju viac ako 2,1 milióna používateľov.

Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi


s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrenie aj v citlivých oblastiach.

2x mesačne pre rýchle výsledky



Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrenie oboch nôh od kolien dole trvá 15 minúty.

Snímač odtieňa pokožky



Vyberte si z 5 nastavení intenzity pre pohodlný zážitok. Snímač tónu pleti zabraňuje ošetreniu oblastí pokožky, ktoré sú príliš tmavé na ošetrenie IPL.

Výnimočne dlhý kábel



Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

Pre mnohé typy pokožky a chĺpkov

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chĺpkov a pigmentom v tóne pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych chĺpkoch a na tónoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – IV).

Technické údaje

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchle použitie

Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie na sieť

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Napájanie

Použitie na sieť

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené na dlhodobé používanie, 250 000 zábleskov, čo zodpovedá 20 rokom životnosti lampy**

Napätie: 100 – 240 V

Nadstavce

Presný nástavec (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Súčasti balenia

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Kozmetické puzdro

Adaptér: 24 V/1 500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 4 min

Oblasti tváre: 2 min

Technické špecifikácie, nadstavce

Nadstavec na telo: Plocha priezoru: 4,0 cm²,

Ošetrovanie tela: nohy, ruky, brucho a podpazušie

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter, Ošetrovanie tváre: horná pera, brada a čelust

