

PHILIPS

IPL - matiņu
noņemšanas ierīce

Lumea Advanced

Izmantošana uz ķermeņa un
sejas

15 minūtes apakšstilbu
apstrādei

>250 000 zibšņu

SC1997/00



Saudzīga, ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana

Philips Lumea Advanced satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz ķermeņa un sejas. Saudzīgi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju

- Baudiet gludu ādu katru dienu
- Efektivitāte bez piepūles
- Pielāgota drošai un efektīvai izmantošanai mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tiem

Droši, ātri un efektīvi uz ķermeņa un sejas

- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās
- Liels procedūru logs ātrai lietošanai
- Iebūvēts ādas toņa sensors
- Precīzijas pieīce papildu drošībai uz sejas
- Saudzīga procedūra

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām
- Slīdēšanas un apstrādes režīms ērtākai izmantošanai
- Pieci regulējami gaismas enerģijas iestatījumi


Izceltie produkti

IPL tehnoloģija



Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.

Baudiet gludu ādu katru dienu




Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar vieglu gaismas impulsu. Rezultātā jūsu organisma izaudzēto matiņu skaits pakāpeniski samazinās. Atkārtotot apstrādi, uz ādas vairs nav matiņu, un tā ir patīkami gluda.

Efektivitāte bez piepūles

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Mūsu klīniskajos pētījumos novērots būtisks matiņu samazinājums jau pēc četrām apstrādes reizēm ik pēc divām nedēļām, un rezultātā iegūta gluda āda bez matiņiem. Lai šos rezultātus saglabātu, vienkārši atkārtojiet apstrādi, kad tā nepieciešama. Laiks starp


apstrādes reizēm var atšķirties atkarībā no jūsu individuālā matiņu ataugšanas ātruma. – Lai palielinātu šo attēlu, attēlu galerijā šīs lapas augšdaļā noklikšķiniet uz attēla.

Piemēroti matiņu un ādas tipi




Philips Lumea efektīvi apstrādā (dabiski) tumši blondus, brūnus un melnus matiņus. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota tumšai ādai.

Pielietojuma zonas



Lietojiet ar pārliecību, lai atbrīvotos no matiņiem uz sejas (augšlūpas, zoda un vaigiem) un dažādām ķermeņa daļām, tostarp kājām, padusēm, bikini zonā, uz vēdera un rokām.

Ātra procedūra kājām



Liels procedūru logs ātrai lietošanai uz lielām zonām, piemēram, kājām.

Papildu drošība sejai



Ar papildu iebūvēto gaismas filtru to var izmantot sejas matiņu drošai apstrādei uz augšlūpas, zoda, vaigiem un citās jutīgās zonās.

Ādas toņa sensors



Iebūvētais ādas toņa sensors nosaka apstrādātās ādas stāvokli katras procedūras sākumā un dažreiz arī procedūras laikā. Ja tas nosaka ādas toni, kas ir pārāk tumšs šī produkta izmantošanai, tas automātiski pārtrauks impulsu izdalīšanu.

Saudzīga procedūra



Saudzē ādu

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Tehniskā specifikācija

Augstas veiktspējas lampa: Rada > 250 000 zibšņu

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders, Bikini, Paduses

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Uzgaļi

Precīzais uzgaļis (2 cm2): Drošai izmantošanai uz sejas

Ķermeņa uzgaļis (4 cm2): Izmantošanai zem kakla līnijas

Komplektā iekļautie piederumi

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Strāvas padeve

Izmantojams ar vadu

Drošības un regulējamie iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet

savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

Izmantošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Paduse: 1 min

Bikini līnija: 2 min

Sejas zonas: 2 min

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Paslidināt un izgaismot): Ērtākai izmantošanai

Lietošana ar vadu/bez vada: Izmantojams ar vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Apstrādei izliktās vietās

