

PHILIPS

IPL matiņu
likvidēšanas ierīce

Lumea IPL
Advanced

5 manuāli intensitātes
iestatījumi

2 uzgaļi: ķermenis, seja

Lumea IPL lietotne

Izmantojams ar vadu



SC1997/00



Baudiet zīdaini gludu ādu 3 mēnešu garumā*

Matiņu samazinājums vismaz par 85% pēc 3 apstrādes
reizēm**

Lumea IPL Advanced nodrošina efektīvus un paliekošus rezultātus ar īpašiem
piederumiem katrai ķermeņa zonai un Lumea IPL lietotni. Ar vadu.

Maigs un efektīvs process ilgstoši gludas ādas nodrošināšanai

- Efektīvākais IPL*** — izstrādāts kopā ar dermatologiem
- Lai ātri iegūtu rezultātus, izmantot tikai 2 reizes mēnesī
- Īpaši garš kabelis papildu brīvībai, lietojot ierīci

Pilnīgs risinājums sejai un ķermenim

- Pilnīgs risinājums sejai un ķermenim ar 2 uzgaļiem
- Piemērota dažādiem ādas toņiem un matiņu krāsai

Personalizēta IPL matiņu likvidēšana

- Optimizējiet ikdienas procedūras, izmantojot Philips Lumea IPL lietotni
- Ādas toņu sensors un 5 intensitātes iestatījumi


Izceltie produkti

2 īpaši uzgaļi




Dažādas galviņas ķermenim un sejai darbojas ātri un precīzi, lai nodrošinātu maigu apstrādi pat sensitīvām zonām. Sejas uzgalim ir iebūvēts gaismas filtrs precīzai izmantošanai.

Philips Lumea IPL lietotne




Mūsu bezmaksas apmācības lietotne palīdz plānot un ievērot izmantošanas grafiku, pēc tam sniedz detalizētas norādes par katru sesiju. To lejupielādējuši vairāk nekā 2,1 miljons lietotāju.

Radīta kopā ar dermatologiem



Philips kā veselības tehnoloģiju līderis izstrādāja ierīci Lumea IPL kopā ar zinātniekiem-ekspertiem un dermatologiem, lai tā būtu droša, ērti lietojama un efektīva pat sensitīvās zonās.

2 reizes mēnesī, lai ātri iegūtu rezultātus




Pirmās 6 nedēļas izmantojiet reizi divās nedēļās (sal.: citiem zīmoliem — reizi nedēļā), pēc tam reizi mēnesī veiciet pielabošanu, lai saglabātu rezultātus. Tas arī viss.

Ādas toņa sensors



Izvēlieties kādu no 5 intensitātes iestatījumiem komfortablai sajūtai. Ādas toņa sensors neļauj apstrādāt ādas zonas, kas ir pārāk tumšas apstrādei ar IPL.

Īpaši garš kabelis



Lumea Advanced ir ērti izmantojama ierīce, jo tai ir īpaši garš kabelis, kas nodrošina vienkāršu piekļuvi un uzlabotu manevrētspēju.

Daudziem ādas un matu tipiem



IPL ierīcēm ir nepieciešams kontrasts starp mata pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc to var izmantot dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiem un uz gaišas līdz vidēji brūnas ādas (I-IV).

Specifikācijas

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un 1 papildu garantijas gads pēc produkta registrācijas 90 dienu laikā

Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Ilgstošai darbībai, 250 000 mirgošanas reizes, kas atbilst 20 gadu lampas kalpošanas laikam***

Uzgaļi

Precīzais uzgaļis (2 cm²): Drošai izmantošanai uz sejas

Ķermeņa uzgaļis (4 cm²): Izmantošanai zem kakla līnijas

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Kosmētikas somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Komplektā iekļautie piederumi

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Strāvas padeve

Izmantojams ar vadu

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

Lietošanas laiks

Padušu zonas: 2,5 min

Bikini līnija: 4 min

Sejas zonas: 2 min

Izmantošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 15 min

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Ātrai izmantošanai

Lietošana ar vadu/bez vada: Izmantojams ar vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Nelielu zonu apstrādei

Tehniskā specifikācija

Spriegums: 100–240 V

Piederumu tehniskās specifikācijas

Ķermeņa uzgaļis: Loga izmērs: 4,0 cm², Ķermeņa kopšana: kājas, rokas, vēders un paduses

Sejas uzgaļis: Loga izmērs: 2 cm², papildu filtrs, Sejas kopšana: augšlūpas, zods un žokļa līnija



* Vidējais rezultāts uzrāda matiņu samazināšanos uz kājām par 71 % pēc pilna apstrādes cikla (12 apstrādes reizes), objektīvs pētījums veikts 48 sievietēm Nīderlandē un Austrijā

** Mērījumi veikti kājām, 67 % no 45 sievietēm sasniedz 85 % rezultātu vai vairāk.

*** Ja tiek ievērots apstrādes plāns. Aprēķināts izmantošanai uz apakšstilbiem, bikini zonā, padusēs un uz sejas. Lampas kalpošanas laiks nepaplašina Philips 2 gadu vispasaules garantiju.