

PHILIPS

IPL – Plaukų
šalinimo įrenginys

Lumea Prestige

Kūno ir veido procedūroms

15 min. procedūra blauzdoms

<gt/> 250 000 šviesos impulsų

Belaidis

SC2007/00



Džiaukitės oda be plaukelių*

„Philips Lumea Prestige“ yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris neleidžia plaukams ant veido ir kūno odos vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgalaikis plaukelių šalinimas su IPŠ technologija

- Mėgaukitės lygia oda kiekvieną dieną
- Efektyvu be pastangų
- Pritaikytas saugiai naudoti namuose
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Švelnus ir veiksmingas taikymas veidui ir kūnui

- Saugus ir veiksmingas net jautriose vietose
- Tikslus priedas saugioms veido procedūroms
- Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui
- Švelnus poveikis

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

- Belaidis patogumas
- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų
- Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai
- Slinkimo ir blyksnių režimas palengvina naudojimą


Ypatybės

IPL technologija



„Philips Lumea“ naudoja inovatyvi šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2 000 moterų.

Mėgaukitės lygia oda kiekvieną dieną




„Philips Lumea“ lengvais šviesos impulsais veikia plauko šaknį. Tai palaipsniui sumažina jūsų kūno plaukelių augimą. Kartojant procedūrą, plaukelių ant odos nebelineka, o pati oda tampa švelni.

Efektyvu be pastangų

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Mūsų klinikiniai tyrimai parodė, kad plaukelių reikšmingai sumažėja po vos keturių dvi savaites trunkančių procedūrų, po kurių oda tampa švelni, be plaukelių. Norėdami išlaikyti tokius rezultatus, tiesiog pakartokite procedūrą, kai reikia. Laikas tarp procedūrų gali skirtis dėl skirtingu tempu ataugančių

plaukelių. – Norėdami padidinti šį poveikslėlį, spustelėkite vaizdą vaizdų galerijoje, kurią rasite šio puslapio viršuje

Tinkami plaukų ir odos tipai




„Philips Lumea“ yra veiksmingas šalinant (natūraliai) tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukus. Kaip ir atliekant kitas šviesa paremtas procedūras, „Philips Lumea“ NĖRA veiksmingas šalinant raudonus, šviesiai geltonus arba baltus / žilus plaukus. „Philips Lumea“ taip pat NĖRA tinkamas labai tamsiai odai.

Taikymo sritys

Drąsiai naudokite plaukams nuo veido (viršutinės lūpos, smakro ir žandenu) ir kitų kūno dalių, įskaitant kojas, pažastis, bikinio sritį, pilvą ir rankas, šalinti.

Greita procedūra kojoms



Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui didesnėse srityse, pvz., kojų.

Itin saugus veidui




Tikslus priedas turi papildomą integruotą šviesos filtrą, todėl jį saugu ir patogiu naudoti gražinant viršutinę lūpą, smakrą ir žandenas. Jis gali būti naudojamas ir kitose jautriose kūno vietose, tokiose kaip pažastys, bikinio sritis, ir sunkiai pasiekiamose vietose.

Švelnus poveikis



Švelnus jūsų odai.

Belaidis patogumas



Unikalus belaidis „Lumea“ dizainas – lengva pasiekti tolimiausias vietas ir paprasta naudoti.

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvas, Bikinis, Pažastys

Veido sritys: Smakras, Žandenos, Viršutinė lūpa

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Patogiam naudojimui užtikrinti

Laidinis / belaidis naudojimas: Belaidė

Priglausti ir šviesti: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Atlieka <gt/> 250 000 blyksnių

Priedai

Tikslus priedas (2 cm²): Saugiai naudojamas veido srityje

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus įdėklas

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikini linija: 1 min.

Veido sritys: 1 min.

