

# PHILIPS

IPL technológia na  
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Advanced

Pre použitie na tele

Ošetrovanie dolnej časti nôh za 15  
min.

Viac ako 250 000 svetelných  
impulzov

SC1995/00



## Jemné a dlhodobé zníženie množstva chĺpkov

Philips Lumea Advanced je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

### **Dlhotrvalé odstránenie chĺpkov vďaka technológii IPL**

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Prispôsobená na bezpečné a efektívne použitie v pohodlí domova
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy
- Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky

### **Bezpečné, rýchle a účinné použitie na tele**

- Pre použitie na tele
- Veľký aplikačný prieszor pre rýchle použitie
- Jemné ošetrovanie

### **Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti**

- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady
- Režim zábleskov pri klzaní pre jednoduchšie používanie
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla


# Hlavné prvky

## Technológia IPL



Systém Philips Lumea používa svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti a nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 dobrovoľníkov.

## Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk.

## Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitíach raz za dva týždne, výsledkom čoho

je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov. - Na zväčšenie tohto obrázka kliknite na obrázok v galérii v hornej časti tejto stránky

## Vhodné typy chĺpkov a pokožky




Systém Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, systém Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. Tento produkt NIE JE vhodný pre tmavú pokožku.

## Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov v oblastiach pod líniou krku: nohy, podpažšie, oblasť bikín, ruky a brucho.

## Rýchle ošetrenie nôh



Veľký aplikačný prierez pre rýchle použitie na veľkých plochách, napríklad na nohách

## Jemné ošetrenie



Jemné k vašej pokožke.

## Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



Philips Lumea predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať hneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.

## Režim zábleskov pri kĺzaní



Hlavný režim aplikácie umožňuje kĺzanie zariadenia pre jednoduchšie a súvislé používanie.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 100 - 240 V

## Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

## Technické špecifikácie

Vysokovýkonná lampa: Výstup <math>< > 250\,000</math> zábleskov

## Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Ruky, Nohy, Brucho, Oblasť bikín, Podpazušia

## Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm<sup>2</sup>): Na použitie pod líniou krku

## Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

Adaptér: 24 V/1500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

## Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

## Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 8 min

Podpazušie: 1 min

Oblasť bikín: 2 min.

## Druh použitia

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Pre jednoduché používanie

Použitie s káblom aj bez kábla: Káblové

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

